

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/obrotowa-lawka-na-wanne-z-oparciem-turn360-regulowana-p-1323.html>



Obrotowa ławka na wannę z oparciem Turn360 (regulowana)

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	323,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN-TGO-TURN360

Opis produktu

Obrotowa ławka na wannę z oparciem Turn360 to wysoce funkcjonalny wyrób pomocniczy, stworzony z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową, seniorach oraz pacjentach wymagających dodatkowej asekuracji podczas codziennych czynności higienicznych. Kluczowym elementem konstrukcji jest **pełne obrotowe siedzisko 360° z intuicyjną dźwignią blokady pozycji**. Rozwiązanie to maksymalnie ułatwia bezpieczne wsiadanie do wanny oraz wychodzenie z niej, całkowicie eliminując konieczność wykonywania bolesnych lub gwałtownych skrętów tułowia. Lekka, a zarazem niezwykle wytrzymała konstrukcja z aluminium i PCV zapewnia pełną odporność na korozję oraz bezproblemowe użytkowanie przez długie lata przy **maksymalnym obciążeniu do 158 kg**.

Model Turn360 gwarantuje najwyższy poziom stabilizacji dzięki systemowi wielopunktowego dopasowania. Szerokość ławki można płynnie regulować w zakresie od 74 do 79 cm za pomocą precyzyjnych klipsów blokujących, co pozwala idealnie dostosować sprzęt do wymiarów posiadanej wanny. Duże, antypoślizgowe nasadki dbają o to, by rama nie przesuwiała się na krawędziach akrylowych czy emaliowanych. Ponadto ławka została wyposażona w **dodatkową śrubę rozporową z gumową nakładką**, którą dokręca się do wewnętrznej ścianki wanny – zapobiega to jakimkolwiek przechyłom konstrukcji podczas przenoszenia ciężaru ciała. Wyprofilowane siedzisko, wygodne oparcie oraz boczne uchwyty zapewniają pewne podparcie podczas siadania i wstawania.

Cechy i zalety ławki obrotowej Turn360:

- **pełny zakres obrotu siedziska 360°** z bezpieczną blokadą w wybranej pozycji,
- ergonomicznie wyprofilowane siedzisko z oparciem zwiększające komfort kąpieli,
- wzmocnione boczne uchwyty ułatwiające kontrolowane siadanie oraz wstawanie,
- **regulacja szerokości w zakresie 74-79 cm** za pomocą szybkich klipsów,
- dodatkowa śruba rozporowa gwarantująca perfekcyjny docisk do wewnętrznej ścianki wanny,
- szerokie, antypoślizgowe nasadki gumowe zabezpieczające brzegi wanny przed zarysowaniem,
- lekka, całkowicie odporna na rdzę konstrukcja z trwałego aluminium oraz medycznego PCV,
- wysoki profil bezpieczeństwa z dopuszczalnym limitem wagi pacjenta do 158 kg.

Instrukcja montażu i instalacji na wannie:

Montaż produktu jest prosty i nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. **Krok 1 (Oparcie):** Wyciągnij elementy z opakowania. Zamontuj metalową ramę oparcia na plastikowym oparciu za

- pomocą dołączonych śrub mocujących.
- Krok 2 (Śruba rozporowa):** Zdejmij gumową nasadkę z jednej strony śruby rozporowej, przełóż śrubę przez dedykowany otwór w dolnej ramie z nóżkami i wkręć ją tak, aby znalazła się dokładnie pośrodku ramy. Ponownie załóż gumową nasadkę ochronną.
 - Krok 3 (Rama dolna):** Zamontuj dolną ramę z nóżkami pod plastikowym siedziskiem i zabezpiecz ją dokładnie za pomocą klipsów blokujących (po 2 klipsy z każdej strony).
 - Krok 4 i 5 (Połączenie oparcia):** Wsuń tuby łączące oparcie w otwory znajdujące się z tyłu siedziska i zabezpiecz je metalowymi pinami blokującymi. Następnie połącz przygotowane wcześniej oparcie z resztą ławki i zatrzaśnij piny.
 - Krok 6 (Uchwyty boczne):** Wsuń uchwyty boczne w otwory z boku siedziska i zabezpiecz je pinami blokującymi.
 - Mocowanie na wannie:** Ustaw zmontowaną ławkę na wannie tak, aby gumowe nasadki stabilnie opierały się na jej brzegach. Jeśli śruba rozporowa nie dotyka wewnętrznej ścianki wanny, dokręć ją ręcznie do momentu, aż gumowa nakładka mocno i pewnie dociśnie się do powierzchni wanny.

Wymiary i dane techniczne:

Szerokość całkowita (regulowana)	74 – 79 cm
Długość całkowita ramy	54 cm
Wysokość całkowita (z oparciem)	50 cm
Wymiary użytkowe siedziska	41 x 33 cm
Materiały konstrukcyjne	Aluminium, wysokiej gęstości PCV (odporne na wilgoć)
Maksymalna waga użytkownika	158 kg
Waga czysta produktu	4,17 kg

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. W jaki sposób działa mechanizm obrotowy i jak go zablokować?

Mechanizm jest w pełni mechaniczny i bardzo prosty w obsłudze. Pod siedziskiem znajduje się specjalna, łatwo dostępna dźwignia blokady. Aby obrócić ławkę (np. w stronę pokoju przed wejściem do wanny), należy pociągnąć dźwignię do góry i przekręcić siedzisko w pożądanym kierunku. Po puszczeniu dźwigni mechanizm automatycznie zatrzaśnie się i zablokuje pozycję, gwarantując pełną stabilność podczas mycia.

2. Po co w konstrukcji zastosowano śrubę rozporową?

Śruba rozporowa to dodatkowy, niezwykle ważny element bezpieczeństwa w modelu Turn360. Podczas gdy cztery główne ramiona ławki leżą na górnych brzegach wanny, śruba rozporowa wysuwa się poziomo wewnątrz wanny. Dokręcając ją, zapierasz gumową nasadkę o wewnętrzną ściankę wanny. Tworzy to sztywną blokadę, która uniemożliwia przesunięcie lub przechylenie się ławki, gdy pacjent mocno opiera się o oparcie lub uchwyty boczne.

3. Czy regulacja szerokości wymaga rozkręcania konstrukcji?

Nie. Regulacja szerokości (od 74 do 79 cm) odbywa się w sposób beznarzędziowy. Wystarczy obrócić ławkę do góry dnami, wyciągnąć plastikowe klipsy zabezpieczające łączące ramę z siedziskiem, rozsunąć lub zsunąć aluminiowe rurki na pożądaną odległość odpowiadającą szerokości wanny, a następnie wcisnąć klipsy z powrotem na swoje miejsce.