
Dane aktualne na dzień: 28-08-2026 20:38

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/fotelik-rehabilitacyjny-dla-dzieci-niepełnosprawnych-p-1148.html>

Fotelik rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych

Numer katalogowy

SN-TGO-CO-PILOT



Opis produktu



Thomashilfen

Prezentowany w naszej ofercie fotelik samochodowy dedykowany jest dla dzieci o wadze od 0 - 18 kg. Fotelik rehabilitacyjny może być ustawiony tyłem do kierunku jazdy w przypadku najmłodszych dzieci o wadze od 0 - 10 kg. W przypadku dzieci starszych o przedziale wagowym 9 - 18 kg fotelik powinien być już ustawiony przodem do kierunku jazdy.

THOMASHILFEN Co-Pilot

tylko 5 kg / 11 funtów



LEKKI

Rodzice i opiekunowie z pewnością docenią możliwość przewożenia dziecka kilkoma pojazdami bez wyjmowania go z fotelika i bez konieczności dźwigania zbędnych kilogramów.

„Najlepszy spośród rehabilitacyjnych fotelików samochodowych zwróconych tyłem do kierunku jazdy (dla dzieci do 10 kg wagi ciała) sprawia, że jego codzienne użytkowanie staje się dziecinnie łatwe. Przy tym zapewnia bezpieczne oparcie i ochronę delikatnej główce.

Gdy dziecko jest już większe (powyżej 9 kg / 19,8 funtów), wystarczy obrócić fotelik THOMASHILFEN Co-Pilot przodem do kierunku jazdy. Różne pozycje siedzenia umożliwiają dziecku - zależnie od sytuacji - aktywność, odpoczynek lub sen.

TAPICERKA

Ciepła i miękka tapicerka; przewiewny pokrowiec można całkowicie zdjąć i wyprać w temperaturze 40°C.



WYSOKOŚĆ RAMION

Wyściełany pas rośnie wraz z dzieckiem; można go ustawić na 3 różnych wysokościach



WYPOSAŻENIE REHABILITACYJNE

w tym:

- poduszka odwodząca
- podparcie biodrowe
- zagłówek

DŁUGOŚĆ PASKA

Szybka i łatwa regulacja długości pasa za pomocą centralnego nastawnika z przodu fotelika

W SKRÓCIE

Kolorowe oznaczenia wskazują aktualną pozycję siedzenia:

- niebieskie: tyłem do kierunku jazdy
- czerwone: 3 pozycje przodem do kierunku jazdy

ZMIANA POŁOŻENIA

Jednym ruchem można ustawić fotelik samochodowy przodem do kierunku jazdy w 3 wygodnych pozycjach do siedzenia i pozycji wypoczynkowej



Jego niewątpliwym atutem jest lekkość. Waży on zaledwie 5 kg, a rodzice i opiekunowie z pewnością docenią możliwość przewożenia dziecka kilkoma pojazdami bez wyjmowania go z fotelika.

Fotelik samochodowy dla dzieci niepełnosprawnych ułatwi i umożliwi dalekie podróże, a wszystko to dzięki trzem różnym pozycjom siedzenia: aktywność, odpoczynek lub sen.

Tapicerka, którą zastosowano w produkcji jest niezwykle miękka oraz ciepła. Przewiewny pokrowiec niweluje odparzenia w upalne dni.

Na szczególną uwagę zasługuje tu sposób montażu tego fotelika samochodowego dla dzieci. Jego instalacja jest nieskomplikowana, a montaż krótki i nieuciążliwy.

Fotelik rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych w wyposażeniu posiada: poduszkę odwodzącą, podparcie biodrowe, zagłówek.

Dostępne kolory tapicerki:



SZARY



CZERWONY



NIEBIESKI



ZIELONY



MAGENTA

Fotelik rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, cechy:

- najlżejszy rehabilitacyjny przestawny fotelik samochodowy,
- waży zaledwie 5 kg,
- ustawiany tyłem do kierunku jazdy dla dzieci do 9 kg wagi ciała,
- codzienne użytkowanie niezwykle proste,
- zapewnia bezpieczne oparcie i ochronę głowy dziecka,
- ustawiany przodem do kierunku jazdy dla dzieci od 9 kg,
- różne pozycje siedzenia: aktywność, odpoczynek, sen,
- możliwość przewożenia dziecka kilkoma pojazdami,
- ciepła tapicerka,
- miękka tapicerka,
- przewiewny pokrowiec,
- możliwość zdjęcia i wyprania pokrowca w temp. 40 stopni,
- zmiana położenia odbywa się jednym ruchem (jazda przodem),
- trzy wygodne pozycje: od siedzenia aż do pozycji wypoczynkowej,
- nieskomplikowana instalacja w samochodzie,
- nieuciążliwy i krótki montaż,
- w standardzie: poduszka odwodząca, podparcie biodrowe, zagłówek,
- dostępne kolory tapicerki: szary / czerwony / niebieski / zielony / magenta,
- fotelik jest wyrobem medycznym, sprzedawanym ze stawką 8% VAT,
- produkt posiada certyfikat CE,
- dedykowany dla dzieci o wadze od 0 - 18 kg,



Zdejmowana poduszka odwodząca zapewnia właściwą pozycję siedzącą i zapobiega krzyżowaniu nóg



Grube, wysokie podparcia biodrowe z regulowaną grubością wyściółki ułatwiają ułożenie mniejszych dzieci w prawidłowej, stabilnej pozycji




Zagłówek można precyzyjnie zamocować, aby zapewnić delikatnej głowce dziecka oparcie w wybranej pozycji.



Wyściełany 5-punktowy pas bezpieczeństwa z nakładką pachwinową i centralnym nastawnikiem do szybkiej regulacji długości

Podstawowa konfiguracja:

Siedzisko (tyłem do kierunku jazdy: 1 pozycja siedząca / przodem do kierunku jazdy: 3 pozycje siedzące); poduszka siedzenia; zagłówek; nakładka pachwinowa; 5-punktowa uprząż z centralnym nastawnikiem; poduszka odwodząca; podparcie biodrowe (kolorowe, pasujące do modelu podstawowego); zdejmowane pokrowce - można prać w pralce w temperaturze do 40 stopni, nie suszyć w suszarce bębnowej.

**Fotelik rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, dane techniczne:**

- głębokość fotelika: 29.5 cm
- szerokość fotelika: przód 23.5 cm (20,5 cm z podparciami biodrowymi)
- szerokość fotelika: tył 20 cm (14.5 cm z podparciami biodrowymi)
- wysokość oparcia (fotelik): 51 cm
- wysokość ramion (prowadnica pasa): 19 / 25 / 31 cm
- zakres odchylenia całego fotelika: tyłem do kierunku jazdy - 45°, przodem do kierunku jazdy - 0° / 10° / 20°
- wymiary całkowite: 42 x 62,5 x 43 cm (szer. x wys. x gł.)
- ciężar fotelika: ca. 5 kg
- maksymalna waga użytkownika: tyłem: 0 to 10 kg, przodem: 9 to 18 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor fotelika: szary , czerwony , niebieski , zielony , magenta