

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/pas-unieruchamiajacy-na-klatke-piersiowa-skorzany-p-195.html>

Skórzany pas unieruchamiający na klatkę piersiową do łóżka



Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Czas wysyłki	Szybka Wysyłka 24h
Numer katalogowy	SN-RH-PUNKP
Kod EAN	5904139301814

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający na klatkę piersiową do łóżka

Skórzany pas unieruchamiający na klatkę piersiową to pojedynczy element systemu pasów stosowanych do czasowego ograniczenia ruchów pacjenta w łóżku, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Model przeznaczony jest do mocowania do ramy łóżka za pomocą regulowanych łączników z metalowymi sprzączkami.

Model ten sprawdza się wtedy, gdy potrzebny jest pojedynczy pas do stabilizacji pacjenta w obrębie klatki piersiowej, bez konieczności zakupu pełnego kompletu. Dzięki mocowaniu do ramy łóżka może być stosowany jako samodzielny element systemu pasów lub jako uzupełnienie istniejącego zestawu.

Najważniejsze cechy

- skórzany pas unieruchamiający na klatkę piersiową,
- mocowanie do ramy łóżka,
- regulowane łączniki,
- metalowe sprzączki zabezpieczone przed korozją,
- prosta obsługa i szybkie przypięcie do łóżka,
- produkt wyprodukowany w Polsce,
- cena dotyczy 1 sztuki pasa.

Zastosowanie

Pas przeznaczony jest do stabilizacji pacjenta w obrębie klatki piersiowej poprzez mocowanie do ramy łóżka. Sprawdza się jako pojedynczy element systemu pasów dobieranego do sytuacji klinicznej oraz standardów obowiązujących na oddziale, w placówce opiekuńczej lub podczas opieki długoterminowej.

Dane techniczne

Typ produktu	Skórzany pas unieruchamiający na klatkę piersiową
Przeznaczenie	klatka piersiowa
Mocowanie	do ramy łóżka
Materiał	skóra
Elementy dodatkowe	metalowe sprzączki, regulowane łączniki
Długość	125 cm, wraz z pasami mocującymi możliwe jest zapięcie w zakresie od 135 cm do 165 cm.

Szerokość	6,5 cm
Numer katalogowy	SN-RH-PUNKP
Kod EAN	5904139301814
Gwarancja	12 miesięcy

Ważna informacja

Cena obejmuje wyłącznie pas unieruchamiający na klatkę piersiową. Jeżeli kompletujesz pełny system pasów do łóżka, sprawdź również elementy przeznaczone na ręce, nogi oraz uda.

Sposób konserwacji

Czyścić delikatnie olejem jadalnym rozcieńczonym w wodzie lub rybim tranem.

Powiązane elementy

Jeżeli kompletujesz cały system do łóżka, warto połączyć ten model z innymi elementami z tej samej grupy. Takie linkowanie pomaga użytkownikowi szybciej dobrać brakujące części, a jednocześnie wzmacnia tematyczne powiązania wewnętrzne w obrębie kategorii.

- [wszystkie pasy unieruchamiające pacjenta](#)
- [pas na nadgarstek skórzany](#)
- [pas na kostkę skórzany](#)
- [pas na uda skórzany](#)
- [komplet pasów unieruchamiających](#)
- [wzmocniony pas na klatkę piersiową](#)