

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/pas-unieruchamiajacy-pacjenta-na-tulow-p-194.html>

Pas unieruchamiający pacjenta na tułów



Cena brutto	1 035,00 zł
Cena netto	958,33 zł
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Numer katalogowy	SN-TGO-PU-SVF3002
Kod EAN	8436035355600

Opis produktu

Prezentowany w ofercie naszego sklepu pas unieruchamiający służy do unieruchomienia pacjenta w okolicach tułowia. Z powodzeniem może być stosowany w warunkach szpitalnych, jak i domowych. Pas charakteryzuje się solidny, estetycznym wykonaniem. W jego produkcji zastosowano 100% poliester, natomiast elementy metalowe dodatkowo zabezpieczono przed korozją.

Pas do unieruchomienia pacjenta dostępny jest w czterech rozmiarach: S, M i L, XL, a jego szerokość to 16 i 18cm. Ponadto dzięki zastosowaniu specjalnych oczek, pas można wyregulować według indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Atutem prezentowanego pasa jest możliwość czyszczenia środkami chemicznymi oraz sterylizacji w autoklawie. Produkt sprzedawany jest z 8% VAT-em. Na pasy posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty.

*Metalowe elementy pasa**Łatwy montaż**Pierścienie**Wzmocniona struktura**Miękkie obszycie**Wzmocnione krawędzie*

Pas unieruchamiający na tułów dostępny jest w dwóch rozmiarach:

- S - obwód tułowia od 46 do 76cm, szerokość pasa - 16cm,
- M - obwód tułowia od 68 do 108cm, szerokość pasa - 18cm,
- L - obwód tułowia od 95 do 135cm, szerokość pasa -18cm
- XL - obwód tułowia od 115 do 150cm, szerokość pasa 18cm.



Cechy pasa unieruchamiającego na tułów:

- do unieruchamiania tułowia,
- do szpitala i do domu,
- estetyczny, solidny wygląd,
- w 100% z poliestru,
- metalowe elementy zabezpieczone przed korozją,
- w czterech rozmiarach: S,M,L,XL
- szerokość pasa: 16 i 18cm,
- specjalne oczka do regulacji długości pasa,
- możliwość czyszczenia środkami chemicznymi,
- możliwość sterylizacji w autoklawie,
- sprzedawany z 8% VAT-em,
- certyfikaty i atesty,
- wzmocniony na całej długości,
- miękkie obszycie chroni przed otarciami,
- specjalne pasy usztywniające zabezpieczające przed poruszaniem,
- zamykany na klucz magnetyczny,
- brak możliwości rozpięcia się przez samego pacjenta lub osoby niepowołane.



Usztywnienie



Regulacja zapięcia



Trzy oczka w bazie pasa



Wzmocnione brzegi

Film instruktażowy pokazujący w jaki sposób dokonać prawidłowego zamontowania pasa i unieruchomienia pacjenta.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar pasa: S , M , L , XL