

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/rehabilitacyjna-podporka-trjokolowa-z-koszykiem-i-torba-niebieska-p-140.html>



Rehabilitacyjna podpórka trójkołowa z koszykiem i torbą (Niebieska)

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	259,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN-TGO-892G

Opis produktu

Podpórka trójkołowa to niezawodny i niezwykle zwrotny sprzęt rehabilitacyjny. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, stanowi idealne rozwiązanie dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Jest to również nieoceniona pomoc dla osób starszych, ułatwiająca utrzymanie równowagi, zapobiegająca upadkom i przywracająca pewność siebie w trakcie codziennych spacerów. Jej zastosowanie znacząco wspiera powrót do aktywności u pacjentów zmagających się z problemami z lokomocją lub pionizacją.

Model ten wyróżnia się doskonałą funkcjonalnością oraz bogatym wyposażeniem ułatwiającym codzienne obowiązki. Anatomicznie wyprofilowane uchwyty z regulacją wysokości odciążają dłonie, a bezpieczne hamulce z zaciskiem postojowym dają pełną kontrolę nad sprzętem. Chodzik idealnie sprawdza się podczas wyjść do sklepu – w standardzie posiada zamykaną na zamek torbę oraz pojemny koszyk ze zdejmowaną tacką. Trzy pełne, gumowe koła o średnicy 8 cali ułatwiają płynne pokonywanie nierówności, a system składania ramy pozwala na wygodny transport lub przechowywanie.

Cechy i wyposażenie podpórki trójkołowej:

- anatomiczne uchwyty dopasowujące się do dłoni,
- płynnie regulowana wysokość rączek (od 82 do 97 cm),
- bezpieczne hamulce z wygodnym zaciskiem postojowym,
- praktyczny koszyk z wytrzymałą, zdejmowaną tacką,
- dodatkowa torba na zakupy zapinana na zamek,
- trzy pełne, stabilne gumowe koła o średnicy 8",
- funkcja szybkiego składania do transportu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Dla kogo przeznaczona jest podpórka trójkołowa?

Sprzęt jest przeznaczony dla osób z problemami z lokomocją, seniorów oraz osób po urazach. Wyróżnia się dużą zwrotnością w ciasnych przestrzeniach (np. między sklepowymi regałami lub w domu). Wymaga jednak od użytkownika pewnej zdolności do samodzielnego utrzymania równowagi – w przypadku bardzo głębokich niedowładów bezpieczniejsze mogą być modele czterokołowe.

2. Do czego służy zacisk postojowy w hamulcach?

Hamulce pozwalają nie tylko na bieżące kontrolowanie prędkości podczas marszu, ale dzięki funkcji zacisku postojowego

(zablokowania klamek w dół), pozwalają na całkowite i bezpieczne unieruchomienie kół podczas dłuższego postoju.

3. Czy chodzik zmieści się do bagażnika w samochodzie?

Tak. Konstrukcja posiada bezproblemową funkcję składania ramy, co znacznie redukuje gabaryty sprzętu i ułatwia jego przewożenie autem, a także dyskretne przechowywanie w mieszkaniu.

Wymiary i dane techniczne:

Szerokość całkowita	62 cm
Głębokość całkowita	56 cm
Regulacja wysokości uchwytów	82 - 97 cm
Waga	7,7 kg
Maksymalne obciążenie pacjenta	110 kg
Maks. obciążenie torby i koszyka	5 kg
Kolor ramy	Niebieski

* Tolerancja wymiarów: +/- 0,5 - 1 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.