

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wzmacniany-stalowy-wozek-inwalidzki-big-tim-dla-osob-o-wadze-do-225-kg-p-1320.html>



Wzmacniany stalowy wózek inwalidzki Big-TIM dla osób o wadze do 225 kg

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	878,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN-TGO-BIGTIM

Opis produktu

Wzmacniany stalowy wózek inwalidzki Big-TIM to w pełni profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, zaprojektowany z myślą o użytkownikach o podwyższonej masie ciała. Konstrukcja bazuje na sztywnej, stalowej ramie ze specjalnym podwójnym krzyżakiem, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo i stabilność przy imponującym **obciążeniu aż do 225 kg**. Wózek jest przeznaczony do ogólnego stosowania – doskonale sprawdza się podczas codziennego transportu, spacerów oraz przemieszczania się na niewielkie odległości, zapewniając pacjentowi najwyższy poziom asekuracji.

Model Big-TIM wyróżnia się wysoką praktycznością i szerokimi możliwościami dostosowania do potrzeb użytkownika. Wyposażono go w przydatną funkcję regulacji środka ciężkości (zlokalizowaną na przednich kołach) oraz uchylne, stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości, co znacząco zwiększa komfort codziennej jazdy. Zarówno oparcie, jak i siedzisko wykonano z wytrzymałego tworzywa, które jest wysoce odporne na zabrudzenia. Dzięki temu wózek jest niezwykle łatwy do utrzymania w czystości i szybkiej dezynfekcji. Dodatkowo, sprzęt posiada krótkie podłokietniki z praktyczną funkcją demontażu, co ułatwia m.in. przesiadanie się.

Aby zapewnić maksymalny spokój użytkowania i potwierdzić niezawodność wzmocnionej konstrukcji, sprzęt został objęty specjalnym programem ochronnym. Producent zapewnia standardową **24-miesięczną gwarancję na podzespoły** oraz aż **60-miesięczną (5-letnią) gwarancję na stalową ramę**. To gwarancja solidności i bezpieczeństwa na długie lata.

Cechy i zalety wózka inwalidzkiego Big-TIM:

- solidna, wzmacniana rama stalowa malowana proszkowo (udźwig do 225 kg),
- **wydłużona gwarancja dla Twojego spokoju: 24 miesiące na sprzęt i aż 60 miesięcy (5 lat) na ramę**,
- stabilizujący, podwójny krzyżak ramy ułatwiający również bezpieczne składanie,
- funkcja regulacji środka ciężkości na przednich kołach,
- uchylne podnóżki ze stali z precyzyjną, skokową regulacją długości,
- krótkie podłokietniki wyposażone w szybką funkcję całkowitego demontażu,
- tapicerka z wytrzymałego tworzywa ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję,
- niezawodne koła: pełne 24-calowe z tyłu oraz gumowe 8-calowe z przodu.

Dane techniczne:

Rama	Stalowa, malowana proszkowo (srebrno-czarna)
Sposób składania	Składany na podwójnym krzyżaku

Regulacja środka ciężkości	Tak, na przednich kołach
Rodzaj kół tylnych / ciągi	Pełne (24") / Ciągi stalowe
Rodzaj kół przednich	Gumowe (8")
Podłokietniki / Podnóżki	Krótkie (demontowane) / Uchylne (regulacja długości)
Hamulce	Postojowy: Tak / Dla osoby prowadzącej: Nie
Kolor tapicerki	Czarny
Maksymalna waga użytkownika	225 kg
Waga wózka	Rozmiar 56 cm: 25,5 kg Rozmiar 61 cm: 26 kg

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

- 1. Co oznacza, że wózek posiada "podwójny krzyżak"?**

Krzyżak to element ramy znajdujący się pod siedziskiem, odpowiedzialny za możliwość składania wózka. Zastosowanie podwójnego krzyżaka znacząco usztywnia i wzmacnia całą konstrukcję. To właśnie ten mechanizm, w połączeniu ze stalową ramą, pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu przez pacjentów o masie ciała do 225 kg, zapobiegając odkształceniom ramy podczas jazdy.
- 2. Jak regulacja środka ciężkości wpływa na komfort jazdy?**

Możliwość regulacji środka ciężkości na przednich kołach pozwala na optymalne dostosowanie balansu wózka do konkretnej wagi, wzrostu oraz nawyków pacjenta. Prawidłowe ustawienie ułatwia m.in. pokonywanie niewielkich przeszkód, krawężników oraz manewrowanie na ograniczonej przestrzeni, redukując tym samym wysiłek potrzebny do napędzania kół.
- 3. Czy tapicerka w modelu Big-TIM wymaga specjalnych środków czyszczących?**

Nie. Oparcie i siedzisko zostały wykonane z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wnikanie brudu. Do bieżącej pielęgnacji i dezynfekcji wystarczy używać standardowych, łagodnych środków myjących oraz wilgotnej ściereczki. Gładka struktura tapicerki zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym oraz domowej opiece.