

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/bialy-wozek-oddzialowy-p-1134.html>

## Biały wózek oddziałowy

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 811,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>2 602,78 zł</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-D-03-66</b>          |
| Kod producenta   | <b>D-03-S(1)QK(90)-66-ST-K5</b> |

### Opis produktu

Złożone procedury pielęgniarstwa oraz intensywna dystrybucja materiałów opatrunkowych i płynów infuzyjnych na oddziałach szpitalnych wymagają zaawansowanego podziału przestrzeni ładunkowej. **Wielofunkcyjny stolik oddziałowo-zabiegowy z szufladą, dwiema kuwetami tworzywowymi oraz głęboką półką kosзовą** to mobilna stacja robocza o maksymalnych możliwościach sortowniczych. Docelowym przeznaczeniem tego asystora jest obsługa oddziałów chirurgicznych, internistycznych oraz dermatologicznych, gdzie personel podczas jednego obchodu musi przetransportować zróżnicowany gabarytowo asortyment – od sterylnych zestawów narzędziowych po pakiety odzieży ochronnej i płyny do infuzji.

Stabilność konstrukcji zapewnia **hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy**, lakierowany proszkowo na kolor biały. Zastosowanie systemowych profili z wewnętrznymi kanałami montażowymi daje personelowi pełną swobodę poprzez **płynną i dowolną regulację wysokości szuflady, kuwet oraz dolnego kosza**. Bezinwazyjny montaż za pomocą elementów złącznych wyklucza potrzebę wiercenia otworów i chroni powłokę lakierniczą. Sztywność wózka w ruchu gwarantuje zintegrowany z ramą uchwyt z kształtownika 20x20 mm oraz cztery zwrotne koła Ø 75 mm w obudowach ze stali ocynkowanej, z których dwa wyposażono w blokadę postojową.

Czteropoziomowa architektura wózka to perfekcja w organizacji pracy (workflow). Górny poziom roboczy stanowi **wyjmowana taca ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9** (705x390 mm). Bezpośrednio pod nią zintegrowano **pojemną stalową szufladę** (powierzchnia użytkowa 580x345 mm) chroniącą zawartość przed kurzem. Poniżej osadzono **dwie wysuwane kuwety z tworzywa sztucznego** do segregacji drobnego sprzętu. Dolną partię wózka zajmuje **głęboka stalowa półka kosзова** o wymiarach 655x405x90 mm, idealna do przewożenia odpadów medycznych lub gabarytowych materiałów sterylnych.

### Kluczowe zalety i przeznaczenie rozbudowanego wózka oddziałowego:

- **Cztery niezależne strefy logistyczne:** Połączenie sterylnego blatu kwasoodpornego, zamkniętej szuflady, otwartych kuwet i głębokiego kosza pozwala na perfekcyjne odseparowanie różnych grup asortymentu w trakcie procedury medycznej.
- **Aseptyka najwyższej klasy (Stal 0H18N9):** Wyjmowany blat górny wykazuje pełną odporność na krew, płyny ustrojowe i agresywne środki dezynfekcyjne, a możliwość jego uniesienia ułatwia niezależną sterylizację.
- **Bezpieczeństwo materiałów gabarytowych (Półka kosзова):** Wysokie na 90 mm ścianki dolnego kosza skutecznie zabezpieczają przed wypadnięciem ciężkich butli infuzyjnych, pojemników na zużyte igły czy pakietów operacyjnych podczas szybkiej jazdy.
- **Ochrona mikrobiologiczna profilu:** Umieszczenie kanałów montażowych po wewnętrznej stronie zapobiega osiadaniu w nich kurzu i płynów, pozostawiając zewnętrzne powierzchnie stelaża idealnie gładkimi i łatwymi do przetarcia.
- **Trwały i cichy układ jezdy:** Obudowy kół ze stali ocynkowanej nie ulegają korozji w kontakcie z wilgocią i chemią do zmywania posadzek, gwarantując płynne i bezgłośnie manewrowanie wózkiem.

Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny           | Wartość / Opis                                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary całkowite konstrukcji | 810 x 480 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                            |
| Szkielet konstrukcyjny        | Stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo (biały), wewnętrzne kanały.     |
| Błat roboczy górny            | 1x taca wyjmowana ze stali kwasoodpornej <b>0H18N9</b> (705 x 390 x 18 mm).      |
| Moduł zamknięty (szuflada)    | 1x szuflada stalowa, lakierowana proszkowo (655 x 385 x 155 mm).                 |
| Moduł sortowniczy otwarty     | <b>2x kuweta z tworzywa sztucznego</b> (395 x 325 x 65 mm).                      |
| Dolna strefa ładunkowa        | <b>1x półka koszowa stalowa</b> , lakierowana proszkowo (655 x 405 x 90 mm).     |
| Wymiary powierzchni użytkowej | Taca: 610x360 mm   Szuflada: 580x345x125 mm   Kuweta: 335x260x60 mm.             |
| Układ manewrowy               | Zintegrowany uchwyt 20x20 mm, koła Ø 75 mm w osłonie ocynkowanej (2 z hamulcem). |

Często zadawane pytania (FAQ) - Standardy medyczne i logistyka kliniczna:

- 1. W jaki sposób certyfikacja zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 wpływa na trwałość mechaniczną wózka przy maksymalnym załadunku?**  
Rygorystyczna produkcja oparta na normie ISO 13485 (dedykowanej dla wyrobów medycznych) wymusza na producencie stosowanie zaawansowanych procedur kontroli jakości i testów obciążeniowych. W połączeniu ze zgodnością z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745 oznacza to, że wózek został zaprojektowany tak, aby wytrzymać długotrwałe, dynamiczne przeciążenia. Nawet przy pełnym wykorzystaniu wszystkich poziomów – w tym załadunku dolnej półki koszowej ciężkimi płynami infuzyjnymi – stelaż aluminiowo-stalowy zachowuje idealną sztywność strukturalną. Spawy i elementy złączne nie ulegają zmęczeniu materiałowemu, co eliminuje ryzyko odkształcenia ramy i gwarantuje bezpieczeństwo mechaniczne placówki.
- 2. Dlaczego obecność głębokiej półki koszowej (90 mm) na najniższym poziomie drastycznie podnosi bezpieczeństwo personelu w stanach nagłych?**  
Podczas dynamicznych akcji na oddziale, gdy wózek przemieszczany jest w tempie biegowym, siły odśrodkowe i drgania na progach mogą doprowadzić do zrzucenia przedmiotów z płaskich półek. Tradycyjne tace dolne bez wysokiego rantu nie zabezpieczają stabilnie wysokich butli, ciężkich urządzeń ssących czy plastikowych pojemników na odpady zakaźne i ostre igły. Zastosowanie półki koszowej o wysokości aż 90 mm tworzy mechaniczną zaporę. Przewożone na samym dole materiały są zablokwane z każdej strony, co całkowicie wyklucza ich wypadnięcie, rozlanie substancji niebezpiecznych lub przypadkowe zakłucie personelu porzuconą igłą.
- 3. Jak unikalna, czteropoziomowa architektura tego modelu optymalizuje workflow pielęgniarki podczas wieloetapowego obchodu?**  
Docelowym przeznaczeniem tak zróżnicowanej przestrzeni jest zapobieganie chaosowi logistycznemu i oszczędność czasu personelu. Górna taca ze stali kwasoodpornej 0H18N9 służy wyłącznie jako czyste pole zabiegowe do przygotowania leków. Szuflada poniżej izoluje przed kurzem ampułki i dokumentację. Dwie kuwety polimerowe działają jak podręczny organizator szybkiego dostępu na kaniule i gaziki. Z kolei dolny kosz przejmuje funkcję ciężkiego transportu gabarytowego. Taki układ pozwala pielęgniarce zabrać kompletne zaopatrzenie dla całej sali chorych podczas jednej podróży, bez konieczności ciągłego wracania do punktu aptecznego.
- Produkcja asystora oddziałowego Techmed odbywa się zgodnie z certyfikowanymi normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla branży medycznej. Zastosowanie innowacyjnych materiałów wygłuszających oraz konstrukcji z aluminium i stali gwarantuje pełną odporność na agresywną chemię dezynfekcyjną i długoletnią żywotność. Zgodność z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745 potwierdza, że stolik jest bezpiecznym i trwałym elementem wyposażenia nowoczesnych placówek ochrony zdrowia, spełniającym najwyższe standardy epidemiologiczne.