

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/cichy-koncentrator-tlenu-do-uzytku-domowego-astma-pochp-als-p-1306.html>



Cichy koncentrator tlenu do użytku domowego - astma, POChp, ALS

Cena brutto	4 500,00 zł
Cena netto	4 166,67 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SN-TGO-8F-10

Opis produktu

Domowa Tlenoterapia z Koncentratorem Tlenu 8F-10 – Odetchnij Pełną Piersią!

Zadbaj o swoje zdrowie i samopoczucie z zaawansowanym koncentrator tlenu 8F-10, stworzonym z myślą o efektywnej i bezpiecznej tlenoterapii w zaciszu własnego domu. Odczuj poprawę już od pierwszej sesji, dostarczając organizmowi tlen o stężeniu 87-96%, co pozytywnie wpłynie na pracę serca, mózgu i mięśni.

Regularne sesje z koncentrator 8F-10 to inwestycja w lepsze zdrowie i komfort życia. Oto, czego możesz się spodziewać:

- Poprawa dotlenienia narządów wewnętrznych: Wysoka wydajność koncentratora gwarantuje optymalne dotlenienie kluczowych organów.
- Wzrost wydolności fizycznej: Zauważysz większą energię w ciągu dnia i szybszą regenerację po wysiłku.
- Lepsza koncentracja i samopoczucie: Pożegnaj zmęczenie, bóle głowy i popraw jakość snu.
- Wzmocnienie odporności: Wspieraj naturalne mechanizmy obronne organizmu, łatwiej radząc sobie z infekcjami.
- Łagodzenie dolegliwości: Odczuj ulgę w stanach zapalnych, osłabieniu czy zaburzeniach snu.

Funkcje i cechy koncentratora 8F-10:

Model 8F-10 to synonim bezpieczeństwa, komfortu i intuicyjnej obsługi.

Solidna, trwała konstrukcja: Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Funkcja pomiaru czasu pracy: Łatwo śledź łączny czas działania urządzenia, co ułatwia planowanie serwisu i wymiany filtrów.

Zawór nadmiarowy: Zwiększone bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed zbyt wysokim ciśnieniem.

System alarmów i sygnalizacji: Bądź na bieżąco z kondycją urządzenia dzięki alarmom informującym o braku zasilania, awarii, niskim poziomie tlenu czy przegrzaniu.

Kompresor z funkcją ochrony przed przegrzaniem: Automatyczne wyłączanie w przypadku nieprawidłowości zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Kompaktowe wymiary i cicha praca: Z poziomem hałasu poniżej 45 dB, koncentrator jest idealny do użytku w sypialni czy salonie.

Łatwa obsługa: Intuicyjny panel sterowania pozwala na proste ustawienie przepływu tlenu (od 1 do 10 l/min), co czyni go przyjaznym nawet dla osób starszych.

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: AC230V, 50Hz

-
- Moc wejściowa: 700VA
 - Maksymalne zalecane natężenie przepływu: 10 l/min
 - Maksymalne ograniczone ciśnienie: 150 kPa
 - Poziom głośności: 49 dB(A) (2 m od urządzenia), 55 dB(A) (1 m od urządzenia)
 - Stężenie tlenu: 87-96%
 - Wymiary: 41 x 37,5 x 66,8 cm
 - Waga: 24,0 kg

Kompletny zestaw – gotowy do użycia:

W zestawie z koncentratorem tlenu 8F-10 znajdziesz wszystko, co niezbędne, aby od razu rozpocząć domową tlenoterapię:

1. Koncentrator tlenu 8F-10 – 1 sztuka
2. Instrukcja obsługi – 1 sztuka
3. Filtr główny – 1 sztuka
4. Zawór antypożarowy – 1 sztuka
5. Pilot zdalnego sterowania – 1 sztuka
6. Kaniula nosowa – 1 szt

Dla kogo jest domowa tlenoterapia z 8F-10?

Koncentrator tlenu 8F-10 to idealne rozwiązanie dla szerokiego grona użytkowników:

Pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową: Wspiera kontrolę objawów POChP, astmy oskrzelowej i innych schorzeń układu oddechowego.

Osób aktywnych fizycznie: Przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku i zwiększa wydajność podczas treningów.

Pacjentów rekonwalescentów: Wspomaga proces odbudowy tkanek po operacjach czy chorobach infekcyjnych.

Osób dbających o profilaktykę zdrowotną: Wzmacnia układ odpornościowy i poprawia ogólną vitalność.

Dokumentacja i wsparcie:

Do każdego urządzenia dołączona jest pełna, czytelna instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca:

Szczegółowe wskazówki dotyczące montażu i pierwszego uruchomienia.

Informacje o konserwacji.

Zasady bezpiecznego użytkowania i postępowania w razie awarii.

Dane kontaktowe serwisu i zalecenia producenta.

Możliwość pobrania instrukcji w formacie PDF.

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

Odetchnij głęboko i poczuj różnicę z koncentratorem tlenu 8F-10!