

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/kwasoodporny-stolik-oddzialowo-zabiegowy-z-szuflada-taca-dolna-polka-koszowa-i-wyposazeniem-medycznym-p-1143.html>



Kwasoodporny stolik oddziałowo-zabiegowy z szufladą, tacą dolną, półką koszową i wyposażeniem medycznym

Cena brutto	4 595,00 zł
Cena netto	4 254,63 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-S(1)TK(90)-66-KO-K5-W

Opis produktu

Zapewnienie najwyższych standardów sterylności podczas zaawansowanych procedur medycznych wymaga stosowania mobilnych stanowisk zabiegowych o absolutnej odporności mikrobiologicznej. **W całości kwasoodporny stolik oddziałowo-zabiegowy z szufladą, półką koszową oraz kompletnym pakietem akcesoriów zabiegowych** to najwyższej klasy, autonomiczna stacja medyczna. Docelowym przeznaczeniem tego bezkompromisowego asystora jest praca w strefach o najwyższym rygorze sanitarnym – na blokach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), w salach porodowych, a także w hospicjach, domach pomocy społecznej (DPS) oraz gabinetach medycyny estetycznej, gdzie sprzęt poddawany jest permanentnej, agresywnej dekontaminacji chemicznej.

Konstrukcję wózka stanowi sztywny, w pełni spawany monolit wykonany z **austenitycznej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Całkowite wyeliminowanie elementów lakierowanych trwale usuwa ryzyko powstawania mechanicznych odprysków i zarysowań, pod którymi mogłyby namnażać się niebezpieczne szczepy bakterii opornych na dezynfekcję. Stabilne prowadzenie zapewnia zintegrowany z ramą uchwyt z kształownika o przekroju 20x20 mm. Układ jezdny oparto na czterech zwrotnych kołach o średnicy 75 mm w ocynkowanych obudowach stalowych (dwa koła z blokadą postojową), co gwarantuje cichy ruch i odporność na korozję wywołaną wilgocią podczas codziennego zmywania posadzek.

Czteropoziomowa architektura przestrzeni ładunkowej gwarantuje perfekcyjną organizację i podział materiałów w trakcie obchodu. Na szczycie asystora osadzono **wyjmowaną tacę ze stali kwasoodpornej (705x390 mm)**, pełniącą funkcję sterylnej pola roboczego. Bezpośrednio pod nią zintegrowano **kwasoodporną szufladę stalową** (powierzchnia użytkowa 580x345 mm), odcinającą wrażliwy sprzęt od zanieczyszczeń aerozolowych. Środkową strefę zajmuje stała taca dolna ze stali 0H18N9, a dolną bazę wózka zamyka **głęboka kwasoodporna półka koszowa (655x405x90 mm)**, stworzona do bezpiecznego przewożenia ładunków gabarytowych.

Kluczowym wyróżnikiem tego modelu jest ****zintegrowany, kwasoodporny pakiet akcesoriów medycznych****, montowany na dwóch szynach instrumentalnych z zabezpieczonymi narożnikami. W skład zestawu wchodzi: obudowany z 3 stron pojemnik na rękawice jednorazowe ze stali kwasoodpornej 0H18N9, uchwyt kwasoodporny wraz z pojemnikiem na zużyte igły oraz pojemny kosz na odpady z tworzywa sztucznego wyposażony w pokrywę.

Kluczowe zalety i przeznaczenie kwasoodpornego wózka zabiegowego:

- **Struktura w 100% kwasoodporna (Stal 0H18N9):** Stelaż, tace, szuflada, kosz dolny oraz uchwyty akcesoriów są w pełni uodpornione na działanie krwi, płynów ustrojowych oraz bezwzględnej chemii sterylizującej.
- **Scentralizowane stanowisko zabiegowe:** Podręczny zestaw akcesoriów (rękawice, pojemnik na igły, kosz) pozwala na bezpieczne i sprawne wykonywanie iniekcji bezpośrednio przy łóżku pacjenta, bez odchodzenia od stanowiska.
- **Bezpieczeństwo ciężkich ładunków (Kosz 90 mm):** Głęboka półka koszowa z wysokimi ściankami skutecznie zapobiega wypadaniu i tłuczeniu dużych butli infuzyjnych, płynów do dezynfekcji czy worków z odpadami medycznymi

w trakcie szybkiej jazdy.

- **Aseptyczny transfer sterylny (Wyjmowana taca):** Możliwość łatwego uniesienia górnego blatu pozwala przenieść przygotowane pole zabiegowe bezpośrednio do strefy pacjenta, ułatwiając procedury przyłóżkowe.
- **Maksymalna higiena (Brak otworów montażowych):** System kanałów montażowych po wewnętrznej stronie profili pozwala na regulację wysokości modułów bez wiercenia, co pozostawia zewnętrzne płaszczyzny idealnie gładkimi i łatwymi do dekontaminacji.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stolika (bez opcji)	810 x 480 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Materiał wykonania (pełna konstrukcja)	W całości stal kwasoodporna gatunku 0H18N9 (stelaż, tace, szuflada, kosz).
Poziom górny (roboczy)	1x taca wyjmowana ze stali kwasoodpornej (705 x 390 x 18 mm).
Poziom zamknięty (szuflada)	1x szuflada ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (655 x 385 x 155 mm).
Poziom środkowy pomocniczy	1x taca stała ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (650 x 390 x 18 mm).
Poziom dolny załadowczy	1x półka koszowa ze stali kwasoodpornej (655 x 405 x 90 mm).
Zintegrowane akcesoria zabiegowe	2x szyna, 1x poj. na igły (uchwyt KO), 1x podajnik rękawic (KO), 1x kosz z pokrywą.
Wymiary powierzchni użytkowej	Taca: 610x360 mm Szuflada: 580x345x125 mm Kosz głębokość: 90 mm.
Układ jezdny i manewrowy	Zintegrowany uchwyt profilowy 20x20 mm, koła Ø 75 mm w ocynku (2 z blokadą).

Często zadawane pytania (FAQ) - Standardy medyczne i logistyka kliniczna:

1. W jaki sposób produkcja asystora zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 zabezpiecza placówkę pod kątem reżimu sanitarnego?

Rygorystyczny proces certyfikacji ISO 13485 (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych) stawia bezwzględne wymagania w zakresie powtarzalności i czystości spawalniczej oraz pełnej identyfikowalności użytych metali austenitycznych. Zgodność z tą normą oraz europejskim rozporządzeniem MDR 2017/745 gwarantuje, że konstrukcja spawana nie posiada mikroszczelin ani porów, które mogłyby stać się kryjówką dla bakterii. Dla dyrekcji szpitala, hospicjum czy DPS-u to oficjalny dokument potwierdzający pełne bezpieczeństwo epidemiologiczne wyrobu, co eliminuje ryzyko zastrzeżeń podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu) oraz audytów akredytacyjnych.

2. Dlaczego wykonanie szuflady oraz podajnika na rękawice w 100% ze stali kwasoodpornej 0H18N9 jest kluczowe w strefach czystych mikrobiologicznie?

W najbardziej wymagających środowiskach (takich jak blok operacyjny czy gabinet zabiegowy) meble są nieustannie narażone na uderzenia mechaniczne kontenerami chirurgicznymi czy aparatami medycznymi. Gdyby szuflada lub podajnik na rękawice były lakierowane, nawet drobne uderzenie mogłoby doprowadzić do niewidocznego odprysku emalii. Pod uszkodzony lakier wnika wilgoć i chemia dezynfekcyjna, tworząc podpowłokowe ognisko korozji oraz biofilm bakteryjny całkowicie odporny na przecieranie. Monolityczna struktura ze stali 0H18N9 wyklucza to ryzyko – materiał jest jednorodny w całym przekroju, nie odpryskuje i wykazuje pełną odporność na najsilniejsze środki biobójcze na bazie chloru.

3. Jak zaawansowana architektura łącząca kwasoodporny kosz dolny z uchwytem na igły optymalizuje pracę pielęgniarki i zapobiega wypadkom?

Podczas dynamicznych działań na oddziale (np. reanimacja, zlecenia poranne), personel medyczny jest najbardziej narażony na przypadkowe zakłucie skażoną igłą, co niesie ryzyko zakażeń krwiopochodnych. Umieszczenie pojemnika na odpady ostre na kwasoodpornym uchwycie bezpośrednio przy sterylnym blacie roboczym pozwala na natychmiastową utylizację igły ułamek sekundy po iniekcji, bez odwracania się od pacjenta. Z kolei dolna półka koszowa o wysokości aż 90 mm tworzy mechaniczną barierę dla przewożonych na dole ciężkich płynów infuzyjnych i butli – zapobiega ich wypadnięciu i rozbiciu na progach windowych, gwarantując pełną płynność procedur zabiegowych.

Produkcja asystora oddziałowego Techmed odbywa się zgodnie z certyfikowanymi normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla branży medycznej. Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej oraz precyzyjny montaż bez konieczności wykonywania otworów gwarantują pełną odporność na agresywną chemię dezynfekcyjną i długoletnią żywotność konstrukcji. Zgodność z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745 potwierdza, że stół jest bezpiecznym i trwałym elementem wyposażenia nowoczesnych placówek ochrony zdrowia, spełniającym najwyższe standardy epidemiologiczne.