

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/lakierowany-stolik-oddzialowo-zabiegowy-z-szuflada-i-dwiema-tacami-p-1130.html>



Lakierowany stolik oddziałowo-zabiegowy z szufladą i dwiema tacami

Cena brutto	2 700,00 zł
Cena netto	2 500,00 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-S(1)T-66-ST-K5

Opis produktu

Sprawną realizacją zleceń lekarskich, dystrybucją farmakoterapii oraz wykonywaniem procedur medycznych bezpośrednio przy łóżku pacjenta wymagają stanowiska robocze o zaawansowanej ergonomii. **Stolik oddziałowo-zabiegowy z zamykaną szufladą oraz dwiema tacami (w tym jedną wyjmowaną)** to profesjonalny mebel medyczny łączący zalety strefy otwartej i zamkniętej. Docelowym przeznaczeniem tego asystora jest codzienna obsługa oddziałów szpitalnych, sal chorych oraz gabinetów pielęgniarstwa, gdzie liczy się bezproblemowy dostęp do materiałów opatrunkowych i maksymalne uproszczenie dezynfekcji.

Konstrukcja stolika opiera się na **lekkim i wytrzymałym stelażu aluminiowo-stalowym**, lakierowanym proszkowo na higieniczny biały kolor. Zastosowanie profili z wewnętrznymi kanałami montażowymi umożliwia **płynną i dowolną regulację wysokości szuflady oraz blatów** bez konieczności wiercenia otworów. Pozwala to na bezinwazyjną rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów łącznych. Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm jest zintegrowany z ramą, co gwarantuje sztywność konstrukcji podczas manewrowania. Stolik osadzono na czterech zwrotnych kołach Ø 75 mm w obudowach ze stali ocynkowanej, z których dwa posiadają skuteczną blokadę postojową.

Przestrzeń ładunkowa została zoptymalizowana pod kątem logistyki zabiegowej. Górny poziom roboczy stanowi **wyjmowana taca ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9** o wymiarach zewnętrznych 705x390 mm, która służy jako aseptyczne pole do przygotowywania iniekcji. Pod nią znajduje się **pojemna stalowa szuflada lakierowana proszkowo** o powierzchni użytkowej 580x345 mm, chroniąca zawartość przed kurzem i dostępem osób niepowołanych. Dolną kondygnację zamyka druga, stała taca ze stali kwasoodpornej (650x390 mm), idealna do transportu większych gabarytów, takich jak pojemniki na odpady medyczne czy butle z płynami infuzyjnymi.

Kluczowe zalety i przeznaczenie stolika oddziałowego Techmed:

- **Bezkompromisowa higiena blatów (Stal 0H18N9):** Tace ze stali kwasoodpornej wykazują pełną odporność na działanie płynów ustrojowych, krwi oraz agresywnych chemicznych środków biobójczych.
- **Zamknięta strefa przechowywania (Szuflada):** Stalowa szuflada pod blatem pozwala na bezpieczne składowanie leków, igieł, ampułek lub dokumentacji pacjenta w trakcie przemieszczania wózka między salami.
- **Szybki transfer sterylny (Wyjmowana taca):** Możliwość bezwysiłkowego uniesienia górnego blatu pozwala na przeniesienie przygotowanego zestawu leków bezpośrednio na szafkę przyłóżkową, bez konieczności wtaczania całego asystora.
- **Dopasowanie do procedur (Wewnętrzne kanały):** Płynna zmiana prześwitu między poziomami pozwala dopasować stolik do transportu wyższych pojemników lub aparatury diagnostycznej.
- **Trwały układ jezdny:** Stal ocynkowana obudów kół eliminuje ryzyko korozji przy częstym kontakcie z wilgocią podczas codziennego mycia posadzek oddziałowych.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stolika	810 x 480 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Konstrukcja stelaża nośnego	Aluminiowo-stalowa, lakierowana proszkowo, z szynami wewnętrznymi.
Błat roboczy (wyjmowany)	1x taca ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (705 x 390 x 18 mm).
Moduł zamknięty	1x szuflada stalowa , lakierowana proszkowo (655 x 385 x 155 mm).
Błat pomocniczy (dolny)	1x taca stała ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (650 x 390 x 18 mm).
Wymiary użytkowe powierzchni	Taca: 610 x 360 x 17 mm Szuflada: 580 x 345 x 125 mm.
Układ jezdny i manewrowanie	Zintegrowany uchwyt 20x20 mm, 4 koła Ø 75 mm ocynkowane (2 z blokadą).

Często zadawane pytania (FAQ) - Logistyka pracy i reżim sanitarny:

1. W jaki sposób jednoczesna obecność zamykanej szuflady i dwóch tac optymalizuje codzienną pracę pielęgniarki na oddziale?

Docelowym przeznaczeniem tej trzypoziomowej konfiguracji jest fizyczne rozdzielenie procesów logistycznych w celu eliminacji błędów i oszczędności czasu personelu. Górna, sterylna taca służy wyłącznie jako pole przygotowawcze do iniekcji lub zmian opatrunków. Szuflada działa jako bezpieczny, czysty podręczny magazyn na zapas ampułek, strzykawek i kaniul – pielęgniarka nie musi wracać do punktu pielęgniarskiego po drobne akcesoria, bo ma je posegregowane pod blatem. Dolna taca przejmuje funkcję transportową dla cięższych i wyższych ładunków (np. płynów infuzyjnych), co pozwala obsłużyć całą salę chorych podczas jednego podejścia.

2. Jakie znaczenie dla profilaktyki zakażeń szpitalnych (HAI) mają wewnętrzne kanały montażowe w profilach stelaża?

W tradycyjnych wózkach zabiegowych szyny montażowe są elementami zewnętrznymi o skomplikowanej geometrii, w których gromadzi się kurz, zacieki z płynów dezynfekcyjnych oraz materiał biologiczny, co sprzyja rozwojowi biofilmów bakteryjnych. Ukrycie kanałów montażowych po wewnętrznej stronie profili w stolikach Techmed eliminuje ten problem. Zewnętrzne płaszczyzny wózka pozostają całkowicie gładkie i jednolite, co pozwala na ich błyskawiczne i skuteczne przetarcie ściereczką dezynfekującą jednym ruchem, drastycznie skracając czas procedury dekontaminacji stanowiska.

3. Dlaczego w asystorze połączono stelaż lakierowany proszkowo z blatami z czystej stali kwasoodpornej 0H18N9?

To optymalny kompromis między wytrzymałością, wagą mebla a wymogami epidemiologicznymi. Powierzchnie robocze (tace) są najbardziej narażone na stały kontakt z agresywną chemią medyczną, krwią, lekami i uszkodzeniami mechanicznymi od ostrych narzędzi. Wykonanie ich ze stali kwasoodpornej gwarantuje, że nie skorodują i nie zmatowieją. Z kolei pokrycie pionowego stelaża aluminiowo-stalowego wysokiej jakości lakierem proszkowym redukuje masę całkowitą wózka. Dzięki temu stolik jest wyjątkowo lekki w prowadzeniu, co zmniejsza zmęczenie personelu podczas wielogodzinnych dyżurów.

Stolik oddziałowy produkowany jest w oparciu o rygorystyczne normy systemowe PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla branży medycznej. Wykorzystanie atestowanych surowców oraz precyzyjny montaż bez wiercenia otworów gwarantują wieloletnią żywotność konstrukcji. Produkt spełnia wymagania unijnego rozporządzenia MDR 2017/745, co formalnie dopuszcza go do użytku w profesjonalnych strefach zabiegowych opieki zdrowotnej.