

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/materac-piankowy-gofrowany-controlcare-02-90x200x12-p-1329.html>



Materac piankowy gofrowany ControlCARE 02 90x200x12

Cena brutto	545,00 zł
Cena netto	504,63 zł
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Numer katalogowy	SN-RB-CC2

Opis produktu

Materac gofrowany ControlCARE 02 – profilaktyka odleżyn w codziennej opiece

Gdy bliska osoba lub podopieczny spędza w łóżku większość doby, ryzyko odleżyn rośnie z każdą godziną unieruchomienia. **ControlCARE 02** to materac piankowy o strukturze gofrowanej, zaprojektowany z myślą o **profilaktyce i wsparciu leczenia odleżyn I i II stopnia**. Łączy odciążające podparcie z lepszą cyrkulacją powietrza – to realne wsparcie zarówno dla personelu placówek, jak i dla opiekunów dbających o bliskich w domu.

Gofrowana struktura – powietrze tam, gdzie potrzeba

Specjalne nacięcia pianki tworzą charakterystyczną, „gofrowaną” powierzchnię, która usprawnia swobodny przepływ powietrza między materacem a ciałem podopiecznego. Lepsza wentylacja pomaga odprowadzać wilgoć i ciepło, ograniczając maceracji skóry – częstej przyczyny powstawania odleżyn u osób długo leżących. To prosty, a bardzo skuteczny element podstawowej profilaktyki przeciwoodleżynowej.

Odciążenie i komfort dzięki piance HR

Wkład z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej HR dopasowuje się do ciała i równomiernie rozkłada nacisk, odciążając miejsca najbardziej narażone na odleżyny. Pianka zapewnia równomierne podparcie kręgosłupa i wspiera spoczynkowe rozluźnienie mięśni, nie upośledzając przy tym funkcji oddechowej, krążeniowej ani trawiennej. Dla podopiecznego to wygodniejszy odpoczynek, a dla opiekuna – większy spokój.

Higiena bez kompromisów – mniej pracy, większe bezpieczeństwo

Materac otacza zdejmowany pokrowiec z certyfikatem **OEKO-TEX**, zapinany na zamek błyskawiczny. Jest **wodoodporny i paroprzepuszczalny**, więc chroni wkład przed wilgocią i płynami – ma to znaczenie szczególnie przy nietrzymaniu moczu – a powierzchnię przetrzesz na bieżąco jednym ruchem. Gdy potrzebna jest gruntowna dezynfekcja, pokrowiec wytrzymałe czyszczenie na mokro do 95°C oraz **czyszczenie w autoklawie**. Materiał jest **anty alergiczny, odporny na bakterie i grzyby oraz ognioodporny** – bezpieczny w kontakcie ze skórą.

Trwałość i dopasowanie do łóżka

ControlCARE 02 jest **odporny na rozciąganie** i wytrzymałe obciążenie do **120 kg**, dobrze znosząc intensywne, codzienne użytkowanie. Wysokość 12 cm i elastyczna konstrukcja sprawiają, że materac **dopasowuje się do łóżek z regulowanym stelażem** – uginając się płynnie

wraz z sekcjami leża, gdy podnosisz plecy czy nogi podopiecznego.

Funkcjonalność

Oddychający
Wodoodporny
Ognioodporny
Odporny na bakterie i wirusy
Max. obciążenie
Czyszczenie w Autoklawie
Do łóżek z regulowanym stelażem
Odporny na rozciąganie

Dla kogo?

- **Placówki opiekuńcze i medyczne** (DPS, ZOL, szpitale, gabinety) – wsparcie profilaktyki przeciwoleżynowej, łatwa dezynfekcja i odporność na intensywne użytkowanie.
- **Opieka domowa** – dla osób długotrwale leżących i zagrożonych odleżynami; pomaga zadbać o skórę bliskiej osoby w codziennej pielęgnacji.
- Przy odleżynach **III lub IV stopnia** warto sięgnąć po materace wyższej klasy z serii ControlCARE (03-04) lub model bariatryczny ControlMAXCare.

Dane techniczne

Wkład	gofrowana pianka wysokoelastyczna HR (poliuretanowa)
Przeznaczenie	profilaktyka i wsparcie leczenia odleżyn I i II stopnia
Wysokość materaca	12 cm
Pokrowiec	PU 120 g/m², zdejmowany, na zamek błyskawiczny, OEKO-TEX
Maks. obciążenie	120 kg
Czyszczenie na mokro	do 95°C
Czyszczenie w autoklawie	tak (sterylizacja do 120°C)
Gwarancja	2 lata

Dostępne rozmiary

Rozmiar wybierzesz przy zamówieniu – dopasowany do leża łóżka:

Szerokość	Długość	Wysokość
80 cm	190 cm	12 cm
90 cm	200 cm	12 cm
110 cm	200 cm	12 cm
120 cm	200 cm	12 cm

Istnieje możliwość zamówienia materaca na wymiar – w takim przypadku czas realizacji zamówienia jest wydłużony.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego stopnia odleżyn nadaje się ControlCARE 02?

Materac jest przeznaczony do profilaktyki oraz wsparcia leczenia odleżyn I i II stopnia. Jeśli odleżyny są bardziej zaawansowane (III lub IV stopień), zalecamy materace wyższej klasy: ControlCARE 03 (III stopień) lub ControlCARE 04 (IV stopień). Chętnie pomożemy dobrać właściwy model.

Czym różni się ControlCARE 02 od podstawowego ControlCARE 01?

ControlCARE 01 to materac podstawowy, zapewniający równomierne podparcie, ale bez funkcji przeciwoleżynowej. ControlCARE 02 ma gofrowaną strukturę, która usprawnia cyrkulację powietrza i odciąża ciało – dzięki temu wspiera profilaktykę odleżyn I i II stopnia.

Czy gofrowana struktura pomaga przy poceniu się i wilgoci?

Tak. Nacięcia w piance ułatwiają przepływ powietrza między materacem a skórą, co pomaga odprowadzać wilgoć i ciepło. Ogranicza to maceracji skóry u osób długo leżących – istotny czynnik w zapobieganiu odleżynom.

Jak utrzymać materac w czystości - także przy nietrzymaniu moczu?

Pokrowiec jest wodoodporny, więc na bieżąco przetrzesz go wilgotną ściereczką, a wkład pozostaje chroniony przed zawilgoceniem. Pokrowiec jest zdejmowany (zamek błyskawiczny) i wytrzymuje czyszczenie na mokro do 95°C oraz czyszczenie w autoklawie – w placówce pozwala to szybko zdezynfekować i przygotować stanowisko dla kolejnego podopiecznego.

Który rozmiar wybrać i czy pasuje do mojego łóżka?

Materac jest przeznaczony do łóżek z regulowanym stelażem – wystarczy dobrać rozmiar do wymiarów leża. Najczęściej wybierany to 90×200×12 cm; dostępne są również 80×190, 80×200, 110×200 i 120×200 cm, a w razie potrzeby wykonamy materac na wymiar.

Ważne! Materac jest dostosowany do łóżek z regulowanym stelażem.

Gwarancja: 2 lata. **Producent:** Reha-Bed Sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR MATERACA: 90×200×12 , 80×190×12 (+ 26,00 zł), 80×200×12 (+ 46,00 zł), 110×200×12 (+ 285,00 zł), 120×200×12 (+ 220,00 zł)