

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/niski-stojak-zabiegowy-kwasoodporny-z-miska-na-odpady-27l-p-1185.html>



Niski stojak zabiegowy kwasoodporny z miską na odpady 27l

Cena brutto	1 390,00 zł
Cena netto	1 130,08 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SMO-03

Opis produktu

Bezpieczne i bezdotykowe deponowanie dużej ilości zużytych materiałów opatrunkowych podczas rozległych operacji wymaga sprzętu o specyficznej, wysoce ergonomicznej konstrukcji. **Niski stojak zabiegowy z pojemną miską na odpady (27 litrów)** to profesjonalne wyposażenie bloków operacyjnych, sal chirurgicznych oraz oddziałów intensywnej terapii. Dzięki obniżonemu profilowi (zaledwie 31 cm wysokości), sprzęt ten może znajdować się tuż przy stole operacyjnym, pozwalając zespołowi medycznemu na swobodny i błyskawiczny zrzut odpadów z góry, bez konieczności odrywania wzroku od pola zabiegowego.

Całość konstrukcji została w 100% wykonana z chirurgicznej **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Zastosowanie tego najwyższej klasy materiału oznacza całkowity brak elementów lakierowanych, co eliminuje ryzyko odprysków i zarysowań mechanicznych. Stelaż oraz potężna miska ze stali nierdzewnej są w pełni obojętne na kontakt z krwią, solą fizjologiczną oraz najbardziej agresywnymi preparatami dezynfekcyjnymi na bazie chloru i alkoholu, zapewniając sterylność i wieloletnią trwałość w środowisku szpitalnym.

Fundamentem mobilnego asystenta jest stabilna, **pięcioramienna podstawa o szerokim rozstawie (średnica 600 mm)**. Została ona zaprojektowana tak, aby utrzymać środek ciężkości niezwykle nisko – dzięki temu stojak nie wywróci się nawet po napełnieniu ciężkimi płynami chirurgicznymi. Płynne przemieszczanie po posadzkach bloku operacyjnego gwarantuje pięć skrętnych kół o średnicy 50 mm, osadzonych w stalowej, ocynkowanej obudowie. Dwa z nich doposażono w hamulce postojowe, umożliwiające solidne zablokowanie wózka w miejscu.

Kluczowe zalety niskiego stojaka zabiegowego z dużą miską:

- **Ergonomia bloku operacyjnego (Wysokość 31 cm):** Obniżony profil stojaka ułatwia zrzut zanieczyszczonych materiałów i nie koliduje z inną aparaturą wokół stołu chirurgicznego.
- **Ogromna pojemność (27 litrów):** Zastosowanie bardzo dużej miski minimalizuje konieczność jej opróżniania w trakcie trwania nawet wielogodzinnych, skomplikowanych operacji.
- **Gwarancja kwasoodporności (Stal 0H18N9):** Całkowita odporność stelaża i miski na agresywną chemię dezynfekcyjną, wykluczająca ryzyko korozji.
- **Dekontaminacja wysokiego stopnia:** Nierdzewną misę o pojemności 27 litrów można bez problemu wyjąć ze stelaża i poddać profesjonalnej sterylizacji parowej lub myciu w myjniach-dezynfektorach.
- **Nisko osadzony środek ciężkości:** Zestawienie 60-centymetrowej podstawy z niskim stelażem tworzy konstrukcję praktycznie niemożliwą do przypadkowego wywrócenia na sali chorych.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża i podstawy	W całości stal kwasoodporna gatunku 0H18N9.

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wysokość całkowita stojaka	Zaledwie 310 mm (obniżony profil roboczy).
Pojemnik na odpady	Wymowana miska ze stali nierdzewnej.
Pojemność miski roboczej	27 litrów.
Tolerancja wymiarów miski	Wymiary pojemnika mogą różnić się od podanych w zakresie +/- 10%.
Podstawa jezdna	Pięcioramienna, średnica podstawy 600 mm.
Układ kół	Koła Ø 50 mm w stalowej, ocynkowanej obudowie (2 wyposażone w blokadę).

Najczęstsze pytania:

Czy duża miska o pojemności 27 litrów jest na stałe zamocowana do stelaża?

Nie. Zgodnie ze standardami epidemiologicznymi miskę ze stali nierdzewnej można swobodnie wyjąć z ramy. Umożliwia to jej bezpośrednie i bezpieczne opróżnienie w pomieszczeniu brudownika, a następnie dokładne umycie maszynowe lub poddanie procesowi sterylizacji, podczas gdy sam stelaż można po prostu zdezynfekować na sali.

Czy stojak może być intensywnie zmywany silną chemią, z racji tego, że stoi blisko ziemi i jest podatny na zachłapania?

Tak, produkt jest do tego perfekcyjnie przystosowany. Stelaż jest w 100% zbudowany z chirurgicznej stali kwasoodpornej, bez żadnych elementów malowanych proszkowo, które mogłyby ulec łuszczeniu. Może być wielokrotnie myty agresywnymi środkami szpitalnymi, w tym preparatami na bazie chloru, co eliminuje ryzyko rdzy.

Czy w razie zagubienia lub trwałego uszkodzenia mechanicznego miski, istnieje możliwość dokupienia jej jako części zamiennej?

Oczywiście. Jedną z największych zalet wyrobów medycznych produkowanych modułowo jest pełen dostęp do części zamiennych. W przypadku zniszczenia miski, dział logistyki szpitala nie musi zamawiać całego nowego stojaka, a jedynie zamówić sam nierdzewny pojemnik 27L.

Produkt jest w pełni certyfikowanym wyrobem medycznym, zarejestrowanym zgodnie z europejskim rozporządzeniem MDR 2017/745. Produkcja stojaka odbywa się w ścisłym rygorze kontroli jakości opartym na normach PN-EN ISO 9001:2015 oraz medycznej normie PN-EN ISO 13485:2016-04, co gwarantuje długą żywotność i bezpieczeństwo w placówkach zdrowia.