

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/opaska-na-lokiec-magnetyczna-z-zelem-p-57.html>



Opaska na łokieć (magnetyczna z żelem)

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Czas wysyłki	Szybka Wysyłka 24h
Numer katalogowy	SN-EK-MW-EHC

Opis produktu

Terapia magnetyczna zaliczana jest do grupy leczenia niekonwencjonalnego które ma główne zastosowanie w zwalczaniu bólu. Poza tym terapia magnetyczna:

- **poprawia krążenie krwi**
- **podnosi odporność organizmu**
- **wzmaga przemianę materii**
- **uspokaja i relaksuje**

Zastosowanie wkładów żelowych wspomaga skuteczność działania produktów magnetycznych.

Szczególnie terapia zimnem może być stosowana w następujących przypadkach: ostre i przewlekłe schorzenia stawów, krwiaki, stłuczenia, poparzenia, schorzenia zwyrodnieniowe stawów i stany zapalne.

Natomiast terapia magnetyczna z wykorzystaniem efektu cieplnego może być wykorzystana między innymi w: leczeniu przykurczów, chorobach reumatycznych, bólach różnego pochodzenia, wzmacnianiu krążenia i uwalnianiu napięcia.

Produkty magnetyczne z terapią ciepłem lub zimnem mogą być także używane bez wkładów żelowych. Wkłady te mogą być także stosowane samoistnie. Terapia ta może wspomagać procesy leczenia medycznego i być jego doskonałym uzupełnieniem. Polecana jest także do szerokiego stosowania w profilaktyce. Jest ona sprawdzona i bardzo przydatna w trakcie rehabilitacji i rekonwalescencji pourazowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Ułożyć opaskę na łokciu w pożądanym sposób. Wewnętrzna strona opaski powinna być zwrócona w kierunku ciała. Zabezpieczyć opaskę przed przesuwaniem się za pomocą zapieć typu "rzep", dopasowując do czasu uzyskania optymalnego docisku. Nie zapinać opaski zbyt ciasno, żeby nie utrudniać krążenia krwi.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.