

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/podporka-rehabilitacyjna-typu-ambona-z-siedziskiem-srebrna-p-638.html>



Podpórka rehabilitacyjna typu ambona z siedziskiem (Srebrna)

Cena brutto	549,00 zł
Cena netto	508,33 zł
Cena poprzednia	605,00 zł
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Numer katalogowy	SN-TGO-TGR-R RS 8812

Opis produktu

Podpórka ułatwiająca chodzenie typu ambona to specjalistyczny sprzęt pomocniczy, który został zaprojektowany z myślą o bezpiecznej pionizacji i nauce chodzenia. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jest to niezastąpione rozwiązanie dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, pacjentów z różnego typu zaburzeniami motorycznymi oraz dysfunkcją lub znacznym osłabieniem kończyn dolnych. Podpórka gwarantuje maksymalną asekurację, dając poczucie pewności i bezpieczeństwa w trakcie powrotu do aktywności fizycznej.

Sprzęt jest również gorąco zalecany osobom starszym jako solidna pomoc w utrzymaniu równowagi i zapobieganiu upadkom. Model ten wymusza wyprostowaną postawę dzięki wygodnemu podparciu pod łokcie. Srebrna rama została wyposażona w antypoślizgowe, piankowe uchwyty, zintegrowane siedzisko pozwalające na odpoczynek, a także cztery koła z niezależnymi hamulcami nożnymi. Dodatkowym atutem, szczególnie w warunkach klinicznych lub podczas opieki domowej, jest fabryczny uchwyt na kroplówkę.

Cechy i wyposażenie podpórki typu ambona:

- komfortowe podparcie pod łokcie z miękkimi, piankowymi uchwytami,
- szeroki zakres regulacji wysokości podparcia (od 101 do 124 cm),
- praktyczne siedzisko umożliwiające bezpieczny odpoczynek w trakcie chodzenia,
- cztery zwrotne koła (4") wyposażone w skuteczne hamulce nożne,
- wbudowany uchwyt na kroplówkę (stojak infuzyjny),
- solidna i stabilna rama w uniwersalnym, srebrnym kolorze.

Wymiary i dane techniczne:

Szerokość całkowita	63 cm
Głębokość całkowita	76 cm
Regulacja wysokości podparcia pod łokcie	101 - 124 cm
Wysokość siedziska od podłoża	54 cm
Wymiary siedziska	56 x 20 cm
Rozmiar kół	4" (cztery koła)
Waga	10,8 kg
Maksymalne obciążenie pacjenta	100 kg
Kolor ramy	Srebrny

* Tolerancja wymiarów: +/- 0,5 - 1 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Czym podpórka typu ambona różni się od klasycznego chodzika?

Ambona posiada znacznie wyżej umieszczone punkty podparcia. Zamiast opierać dłonie na niskich rączkach, pacjent opiera całe przedramiona (łokcie) na specjalnych, miękkich rynienkach. Dzięki temu znacząco odciążane są dłonie oraz nadgarstki, a pacjent przyjmuje wyprostowaną postawę ciała, co jest kluczowe w wielu procesach rehabilitacyjnych.

2. Czy ten sprzęt sprawdzi się w opiece domowej?

Jak najbardziej. Choć ambona, ze względu na uchwyt na kroplówkę, przypomina sprzęt stricte szpitalny, jest to również doskonałe rozwiązanie do domu. Koła o średnicy 4" sprawdzają się na płaskich powierzchniach, a szerokość 63 cm pozwala na swobodne przejeżdżanie przez standardowe drzwi w mieszkaniu.

3. W jaki sposób działa hamulec w tej podpórcie?

W przeciwieństwie do podpórek z hamulcami w rączkach, ambona została wyposażona w hamulce nożne umieszczone przy kołach. Opiekun lub pacjent dociska je stopą, aby całkowicie i bezpiecznie zablokować koła – na przykład podczas wstawania, siadania na wbudowane siedzisko lub w czasie postoju.