

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/skorzany-pas-unieruchamiajacy-na-nogi-do-lozka-obie-kostki-p-197.html>



Skórzany pas unieruchamiający na nogi do łóżka - obie kostki

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Czas wysyłki	Szybka Wysyłka 24h
Numer katalogowy	SN-RH-PUNN
Kod EAN	5904139301791

Opis produktu

Zastosowanie i cechy pasa na nogi do łóżka

Skórzany pas unieruchamiający na nogi to pojedynczy element systemu pasów stosowanych do czasowego ograniczenia ruchów pacjenta w łóżku, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Ten wariant przeznaczony jest do jednoczesnego unieruchomienia obu kostek oraz mocowania do ramy łóżka za pomocą regulowanych łączników z metalowymi sprzączkami.

To właśnie unieruchomienie obu kostek jednocześnie stanowi najważniejszą cechę odróżniającą ten model od wariantów przeznaczonych na jedną kostkę lub od innych produktów z tej samej grupy. Dzięki temu karta jest lepiej dopasowana do bardziej precyzyjnych zapytań zakupowych i łatwiej odróżnia się od szerszych kart kategorii oraz kompletów pasów.

Najważniejsze cechy

- skórzany pas do unieruchomienia obu kostek,
- mocowanie do ramy łóżka,
- jeden pas stabilizuje obie kostki jednocześnie,
- regulowane łączniki i metalowe sprzączki,
- filc od wewnętrznej strony obejm na kostki,
- solidne wykonanie do intensywnego użytkowania,
- produkt polski,
- cena dotyczy 1 sztuki pasa.

Zastosowanie

Pas przeznaczony jest do stabilizacji nóg pacjenta w obrębie kostek poprzez przypięcie do ramy łóżka. Może stanowić samodzielny element systemu pasów albo uzupełnienie większego zestawu obejmującego również ręce, uda i klatkę piersiową.

Dane techniczne

Typ produktu	Skórzany pas unieruchamiający na nogi do łóżka
Przeznaczenie	obie kostki
Mocowanie	do ramy łóżka
Materiał	skóra
Wykończenie obejm	filc od wewnętrznej strony

Elementy dodatkowe	regulowane obejmmy, metalowe sprzączki
Długość całkowita pasa	125 cm
Odstęp pomiędzy obejmami na nogi	65 cm
Zakres mocowania	135-165 cm
Szerokość	6,5 cm
Numer katalogowy	SN-RH-PUNN
Kod EAN	5904139301791
Gwarancja	12 miesięcy

Ważna informacja

Cena obejmuje wyłącznie pas unieruchamiający na nogi. Jeżeli kompletujesz pełny system do łóżka, sprawdź także elementy przeznaczone na ręce, uda i klatkę piersiową.

Sposób konserwacji

Czyścić delikatnie olejem jadalnym rozcieńczonym w wodzie lub rybim tranem.

Powiązane elementy

Jeżeli kompletujesz cały system do łóżka, warto połączyć ten model z innymi elementami z tej samej grupy. Takie linkowanie pomaga użytkownikowi szybciej dobrać brakujące części i wzmacnia tematyczne powiązania wewnętrzne w obrębie kategorii.

- [wszystkie pasy unieruchamiające pacjenta](#)
- [skórzany pas na rękę do łóżka - oba nadgarstki](#)
- [pas na klatkę piersiową do łóżka](#)
- [pas na uda skórzany](#)
- [skórzany komplet 4 pasów](#)
- [alternatywny wariant pasa na nogi](#)