

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/skorzany-pas-unieruchamiajacy-na-rece-do-lozka-oba-nadgarstki-p-196.html>

Skórzany pas unieruchamiający na rękę do łóżka - oba nadgarstki



Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Czas wysyłki	Szybka Wysyłka 24h
Numer katalogowy	SN-RH-PUNR
Kod EAN	5904139301784

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający na rękę do łóżka - oba nadgarstki

Skórzany pas unieruchamiający na rękę to pojedynczy element systemu pasów stosowanych do czasowego ograniczenia ruchów pacjenta w łóżku, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Ten wariant przeznaczony jest do jednoczesnego unieruchomienia obu nadgarstków oraz mocowania do ramy łóżka za pomocą regulowanych łączników z metalowymi sprzączkami.

Najważniejsze cechy

- skórzany pas do unieruchomienia obu nadgarstków,
- mocowanie do ramy łóżka,
- jeden pas stabilizuje oba nadgarstki jednocześnie,
- regulowane łączniki i metalowe sprzączki,
- solidne wykonanie do intensywnego użytkowania,
- produkt polski,
- cena dotyczy 1 sztuki pasa.

Zastosowanie

Pas przeznaczony jest do stabilizacji rąk pacjenta w obrębie nadgarstków poprzez przypięcie do ramy łóżka. Może stanowić samodzielny element systemu pasów albo uzupełnienie większego zestawu obejmującego również nogi, uda i klatkę piersiową.

Dane techniczne

Typ produktu	Skórzany pas unieruchamiający na rękę do łóżka
Przeznaczenie	oba nadgarstki
Mocowanie	do ramy łóżka
Materiał	skóra
Elementy dodatkowe	metalowe sprzączki, regulowane łączniki
Długość całkowita pasa	125 cm
Rozstaw obejm na rękę	85 cm
Zakres mocowania do łóżka	135-165 cm
Szerokość	6,5 cm
Numer katalogowy	SN-RH-PUNR

Kod EAN	5904139301784
Gwarancja	12 miesięcy

Ważna informacja

Cena obejmuje wyłącznie pas unieruchamiający na ręce. Jeżeli kompletujesz pełny system do łóżka, sprawdź także elementy przeznaczone na nogi, uda i klatkę piersiową.

Sposób konserwacji

Czyścić delikatnie olejem jadalnym rozcieńczonym w wodzie lub rybim tranem.

Powiązane elementy

Jeżeli kompletujesz cały system do łóżka, warto połączyć ten model z innymi elementami z tej samej grupy. Takie linkowanie pomaga użytkownikowi szybciej dobrać brakujące części i wzmacnia tematyczne powiązania wewnętrzne w obrębie kategorii.

- [wszystkie pasy unieruchamiające pacjenta](#)
- [pas na jeden nadgarstek skórzany](#)
- [pas na nogi skórzany](#)
- [pas na uda skórzany](#)
- [pas na klatkę piersiową do łóżka](#)
- [komplet pasów unieruchamiających](#)