

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stojak-zabiegowy-kwasoodporny-z-dwiema-miskami-na-odpady-p-1184.html>



Stojak zabiegowy kwasoodporny z dwiema miskami na odpady

Cena brutto	1 070,00 zł
Cena netto	869,92 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SMO-02

Opis produktu

Błyskawiczna segregacja zużytych materiałów i odpadów medycznych bezpośrednio w polu operacyjnym znacząco podnosi bezpieczeństwo i dynamikę pracy zespołu chirurgicznego. **Kwasoodporny stojak zabiegowy wyposażony w dwie wyjmowane miski na odpady** to profesjonalne rozwiązanie do środowisk o najwyższym rygorze sanitarnym. Obecność dwóch niezależnych pojemników pozwala na odseparowanie różnego rodzaju odpadów (np. narzędzi przeznaczonych do sterylizacji od zużytych gazików). Model ten jest dedykowany do bloków operacyjnych, sal chirurgicznych, oddziałów intensywnej terapii (OIOM) oraz specjalistycznych gabinetów zabiegowych.

Gwarancją sterylności i długowieczności stojaka jest **austenityczna stal kwasoodporna gatunku 0H18N9**, z której w całości wykonano konstrukcję nośną. Brak powłok malarskich eliminuje ryzyko odprysków, a jednolita struktura materiału wykazuje pełną odporność na agresywne środki dezynfekcyjne i płyny ustrojowe. W obręczach stelaża osadzono **dwie miski na odpady wyprodukowane z czystej stali nierdzewnej**. Aby perfekcyjnie dostosować pojemność do charakterystyki wykonywanych zabiegów, zamawiający może wybrać wielkość pojemników w trzech wariantach: 2,5 litra, 5 litrów lub 7 litrów.

Bezpieczeństwo pracy z wypełnionymi pojemnikami zapewnia wysoce stabilna, **pięcioramienna podstawa o szerokim rozstawie (średnica 600 mm)**. Konstrukcja porusza się niezwykle płynnie dzięki zastosowaniu kół o średnicy 50 mm, osadzonych w stalowej, ocynkowanej obudowie zabezpieczającej przed wilgocią. Dwa z pięciu kół wyposażono w precyzyjną blokadę postojową, co pozwala na sztywne unieruchomienie sprzętu w bezpośrednim sąsiedztwie łóżka lub stołu zabiegowego.

Kluczowe zalety stojaka z dwiema miskami:

- **Możliwość natychmiastowej segregacji:** Dwie miski umożliwiają podział zanieczyszczonych odpadów już w trakcie zabiegu, co optymalizuje późniejszą pracę personelu sprzątającego i sterylizatorni.
- **Pełna kwasoodporność ramy (Stal 0H18N9):** Gwarancja braku korozji i matowienia, nawet przy długotrwałym narażeniu na preparaty z zawartością chloru lub alkoholu.
- **Przystosowanie do sterylizacji w autoklawie:** Nierdzewne miski można błyskawicznie wyjąć z obręczy i poddać procesom mycia maszynowego i sterylizacji parowej.
- **Wysoka stabilność podwójnego obciążenia:** Szeroka, pięcioramienna podstawa (60 cm) skutecznie zapobiega przewróceniu się stojaka, nawet w przypadku maksymalnego wypełnienia obu pojemników ciężkimi płynami.
- **Opcje pojemnościowe na wymiar:** Wybór misek o pojemności 2,5 L, 5 L lub 7 L pozwala zoptymalizować wielkość sprzętu względem dostępnego miejsca w gabinecie.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża i podstawy	W całości stal kwasoodporna gatunku 0H18N9.

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wysokość całkowita stojaka	840 mm
Wariant 1: Miski na odpady (małe)	2x Stal nierdzewna Średnica: 22 cm Pojemność: 2,5 l
Wariant 2: Miski na odpady (średnie)	2x Stal nierdzewna Średnica: 26 cm Pojemność: 5 l
Wariant 3: Miski na odpady (duże)	2x Stal nierdzewna Średnica: 30 cm Pojemność: 7 l
Tolerancja wymiarów pojemników	Wymiary misek mogą różnić się od podanych w zakresie +/- 10%.
Podstawa jezdna	Pięcioramienna, średnica podstawy 600 mm.
Układ kół	Koła Ø 50 mm w stalowej, ocynkowanej obudowie (2 z blokadą postojową).

Najczęstsze pytania:

Czy podwójne obciążenie stojaka dużymi miskami nie grozi jego przewróceniem podczas przesuwania?

Zastosowana pięcioramienna podstawa jezdna posiada bardzo szeroki rozstaw ramion (aż 600 mm). Została ona matematycznie wyliczona tak, aby środek ciężkości pozostawał stabilny nawet przy w pełni załadowanych największych miskach (wariant 7 litrów). Dzięki temu manewrowanie stojakiem wokół stołu operacyjnego jest zawsze w pełni bezpieczne dla personelu.

Czy stelaż można myć agresywną chemią bez ryzyka zmatowienia lub korozji?

Zdecydowanie tak. Ramę i obręcz nośne wykonano ze specjalistycznej stali kwasoodpornej (0H18N9), a same miski z czystej stali nierdzewnej. Nie zastosowano tu żadnych elementów lakierowanych proszkowo, dzięki czemu sprzęt całkowicie opiera się korozji i bez uszczerbku znosi kontakt z najsilniejszymi preparatami dezynfekującymi stosowanymi na blokach operacyjnych.

Czy po uszkodzeniu misy na odpady konieczna jest wymiana całego sprzętu?

Nie. Zaletą modułowej budowy sprzętu jest możliwość wyjęcia samych pojemników z obręczy stelaża. Dział zamówień placówki medycznej może w dowolnym momencie dokupić pojedyncze, zapasowe miski ze stali nierdzewnej, co drastycznie obniża koszty długoterminowego serwisowania sprzętu na oddziale.

Produkt jest certyfikowanym wyrobem medycznym, podlegającym ścisłym rygorom kontroli jakości PN-EN ISO 9001:2015 oraz normie medycznej PN-EN ISO 13485:2016-04. Zgodność z europejskim rozporządzeniem MDR 2017/745 gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo epidemiologiczne dla placówek systemu ochrony zdrowia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność misy: brak , 2,5 L , 4,5 L , 7 L