

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stojak-zabiegowy-kwasoodporny-z-wiadrem-10l-i-uchwytem-do-prowadzenia-p-1192.html>



Stojak zabiegowy kwasoodporny z wiadrem 10L i uchwytem do prowadzenia

Cena brutto	1 410,00 zł
Cena netto	1 146,34 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SMO-05

Opis produktu

Bezpieczne gospodarowanie odpadami medycznymi oraz dbałość o ergonomię pracy personelu to priorytety na nowoczesnych oddziałach szpitalnych. **Kwasoodporny stojak zabiegowy wyposażony w wyjmowane wiadro na odpady oraz ergonomiczny uchwyt do prowadzenia** to wysoce mobilne rozwiązanie, które znacząco ułatwia codzienną pracę pielęgniarek i lekarzy. Obecność wysokiego uchwyty pozwala na błyskawiczne i bezpieczne przemieszczanie sprzętu wokół stołu operacyjnego bez konieczności schylania się do nisko osadzonego pojemnika. Model ten idealnie sprawdza się na blokach operacyjnych, w salach chirurgicznych, gabinetach zabiegowych oraz na oddziałach ratunkowych (SOR).

Całość konstrukcji stelaża, włączając w to zintegrowany uchwyt, została wykonana ze specjalistycznej **austenitycznej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Dzięki temu stojak jest całkowicie pozbawiony powłok lakierniczych, co wyklucza ryzyko odprysków i gwarantuje 100% odporność na korozję, krew, sól fizjologiczną oraz agresywną chemię szpitalną. W stalowej obreczy nad podstawą osadzono solidne **wiadro na odpady z czystej stali nierdzewnej o pojemności 10 litrów**, które można bez wysiłku wyjąć i poddać procesom dekontaminacji.

Maksymalną stabilność podczas pracy oraz transportu odpadów gwarantuje **pięcioramienna podstawa jezdna (średnica 480 mm)**. Została ona wyposażona w pięć zwrotnych kół o średnicy 50 mm, osadzonych w stalowej, ocynkowanej obudowie zabezpieczającej przed działaniem wilgoci z posadzek. Aby uniemożliwić niepożądane przesuwanie się stojaka w trakcie trwania procedur medycznych, dwa z kół posiadają niezawodną blokadę postojową.

Kluczowe zalety stojaka z wiadrem i uchwytem:

- **Ergonomia prowadzenia (Wysoki uchwyt):** Zintegrowana rączka na wysokości 883 mm pozwala na płynne manewrowanie stojakiem w pozycji wyprostowanej, odciążając kręgosłup personelu.
- **Pełna kwasoodporność (Stal 0H18N9):** Gwarancja wieloletniej odporności na rdzę i matowienie przy kontakcie z najsilniejszymi środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w placówkach medycznych.
- **Łatwa dekontaminacja (Wiadro nierdzewne):** 10-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej jest wyjmowany, co umożliwia jego szybkie opróżnienie w brudowniku i bezpieczną sterylizację w autoklawie.
- **Stabilność podczas transportu odpadów:** Nisko osadzony środek ciężkości wiadra w połączeniu z pięcioramienną podstawą zapobiega wywróceniu się stojaka w trakcie przemieszczania po oddziale.
- **Kompaktowa podstawa (480 mm):** Mniejsza średnica ramion wózka jeznego ułatwia wjeżdżanie stojakiem w ciasne przestrzenie między aparaturą medyczną.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża i uchwyty	W całości stal kwasoodporna gatunku 0H18N9.

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wysokość stojaka z uchwytem do przemieszczania	883 mm
Pojemnik na odpady	Wyjmowane wiadro ze stali nierdzewnej.
Pojemność wiadra	10 L
Wysokość wiadra z podstawą	340 mm
Wysokość samego wiadra	245 mm
Tolerancja wymiarów wiadra	Wymiary mogą różnić się od podanych w zakresie +/- 10%.
Podstawa jezdna	Pięcioramienna, średnica podstawy 480 mm.
Układ kół	Koła Ø 50 mm w stalowej, ocynkowanej obudowie (2 wyposażone w blokadę postojową).

Najczęstsze pytania:

Czy zastosowanie pionowego uchwytu znacząco ułatwia pracę przy stole zabiegowym?

Zdecydowanie tak. Standardowe, niskie stojaki wymagają od personelu ciągłego schylania się w celu ich przesunięcia lub przyciągnięcia do siebie. Zastosowanie pionowej poręczy o wysokości 883 mm (czyli na wysokości dłoni stojącego człowieka) diametralnie poprawia ergonomię pracy, pozwalając na szybkie przesuwanie wiadra za pomocą jednego ruchu, z pełnym odciążeniem kręgosłupa.

Czy wiadro jest na stałe zespawane z konstrukcją wózka?

Nie. Zgodnie z zasadami profilaktyki zakażeń, wiadro ze stali nierdzewnej można swobodnie wyjąć z kwasoodpornej obręczy stojaka. Rozwiązanie to pozwala na bezpośrednie przelanie/opróżnienie zawartości w brudowniku i umieszczenie samego pojemnika w sterylizatorze lub maszynie myjącej.

Czy podstawa i koła stojaka przetrwają ciągłe zachłapania podczas dezynfekcji posadzek na bloku operacyjnym?

Tak, sprzęt jest do tego przygotowany. Zarówno podstawa, jak i cała rama wykonane są w 100% z kwasoodpornej stali 0H18N9, która z natury nie ulega korozji. Dodatkowo same mechanizmy kół zostały odpowiednio zabezpieczone obudową z ocynkowanej stali, co chroni je przed zacinaniem się i rdzewieniem od wilgoci na oddziale.

Prezentowany wyrób jest certyfikowanym sprzętem medycznym, zgodnym z europejskim rozporządzeniem MDR 2017/745. Proces wytwarzania realizowany jest zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) oraz surową normą dla wyrobów medycznych (ISO 13485:2016-04), co stanowi gwarancję pełnego bezpieczeństwa i najwyższej trwałości dla profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej.