

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stojak-zabiegowy-z-jedna-miska-ze-stali-kwasoodpornej-p-1183.html>



Stojak zabiegowy z jedną miską ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	890,00 zł
Cena netto	723,58 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SMO-01

Opis produktu

Zapewnienie sterylności i błyskawicznej utylizacji odpadów medycznych bezpośrednio w polu zabiegowym to podstawa bezpieczeństwa epidemiologicznego. **Kwasoodporny stojak zabiegowy wyposażony w jedną wyjmowaną miskę na odpady** to wysoce mobilne i niezawodne rozwiązanie, zaprojektowane do pracy w środowiskach o najwyższym rygorze sanitarnym. Jego docelowym przeznaczeniem są bloki operacyjne, sale chirurgiczne, gabinety zabiegowe, a także oddziały intensywnej terapii i gabinety weterynaryjne.

Fundamentem trwałości tego modelu jest zastosowany materiał. Cała konstrukcja stojaka została wykonana z **austenitycznej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Brak powłok lakierniczych eliminuje ryzyko odprysków, a sama struktura stali gwarantuje absolutną odporność na korozję, rdzę oraz agresywną chemię dezynfekującą używaną w szpitalach. Serce stojaka stanowi osadzona na szczycie **miska na odpady ze stali nierdzewnej**. Aby idealnie dopasować sprzęt do specyfiki przeprowadzanych procedur, klient może wybrać jedną z trzech dostępnych pojemności miski: 2,5 litra, 5 litrów lub 7 litrów.

Aby umożliwić szybkie i bezpieczne manewrowanie wokół stołu operacyjnego lub fotela zabiegowego, stojak osadzono na **szerokiej, pięcioramiennej podstawie (średnica 600 mm)**. Rozstaw ramion minimalizuje ryzyko wywrócenia konstrukcji nawet przy gwałtownym przesunięciu. Mobilność zapewniają zwrotne koła o średnicy 50 mm w ocynkowanej obudowie stalowej, z których dwa wyposażono w hamulce postojowe dla pełnej stabilizacji podczas trwania zabiegu.

Kluczowe zalety stojaka zabiegowego:

- **Pełna kwasoodporność (Stal 0H18N9):** Konstrukcja w całości obojętna na działanie płynów ustrojowych (krew, sól fizjologiczna) oraz mocnych preparatów odkażających na bazie chloru czy alkoholu.
- **Możliwość sterylizacji miski:** Nierdzewna miska na odpady jest łatwo wyjmowana ze stelaża, co pozwala na jej mycie w myjniach-dezynsektorach i sterylizację w autoklawach.
- **Personalizacja pojemności:** Możliwość wyboru wielkości miski (od 2,5 do 7 litrów) pozwala dostosować stojak do ilości odpadów generowanych podczas konkretnych typów zabiegów.
- **Wysoka stabilność pracy:** Środek ciężkości oparty na pięcioramiennej podstawie o średnicy 60 cm zapobiega przewróceniu stojaka przy przypadkowym potrąceniu.
- **Blokada kół:** Dwa koła z hamulcami pozwalają na bezpieczne unieruchomienie miski blisko pola operacyjnego, gwarantując chirurgowi czy pielęgniarce niezawodny komfort pracy.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał stelaża i podstawy	W całości stal kwasoodporna gatunku 0H18N9.
Wysokość całkowita stojaka	840 mm
Wariant 1: Miska na odpady (mała)	Stal nierdzewna Średnica: 22 cm Pojemność: 2,5 l

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wariant 2: Miska na odpady (średnia)	Stal nierdzewna Średnica: 26 cm Pojemność: 5 l
Wariant 3: Miska na odpady (duża)	Stal nierdzewna Średnica: 30 cm Pojemność: 7 l
Tolerancja wymiarów miski	Wymiary pojemników mogą różnić się w zakresie +/- 10%.
Podstawa jezdna	Pięcioramienna, średnica podstawy 600 mm.
Układ kół	Koła Ø 50 mm w stalowej, ocynkowanej obudowie (2 z blokadą).

Najczęstsze pytania:

Czy stojak może być bezpiecznie używany na bloku operacyjnym, gdzie stosuje się bardzo agresywną chemię czyszczącą?

Tak, produkt jest do tego idealnie przystosowany. Stelaż wykonano z chirurgicznej stali kwasoodpornej (0H18N9), a miska to czysta stal nierdzewna. Konstrukcja nie posiada powłok lakierniczych, więc nie ma ryzyka rdzewienia ani matowienia pod wpływem płynów ustrojowych czy środków dezynfekcyjnych na bazie chloru.

Czy można zamówić same miski na wymianę w przypadku ich zagubienia lub uszkodzenia?

Oczywiście. Misa ze stali nierdzewnej jest niezależnym elementem, który można swobodnie wyjmować ze stalowej obręczy. W razie potrzeby można domówić zapasowe miski w wybranej pojemności (2,5 l, 5 l lub 7 l), co znacząco obniża koszty wieloletniej eksploatacji stojaka na oddziale.

Czy stojak nie wywróci się przy szybkim przesuwaniu, gdy miska jest wypełniona ciężkimi płynami?

Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o pełnej stabilizacji. Szeroka, pięcioramienna podstawa o średnicy aż 60 centymetrów sprawia, że środek ciężkości jest osadzony bardzo nisko. Zapewnia to bezpieczne i płynne manewrowanie nawet przy w pełni załadowanej 7-litrowej misy.

Produkt jest certyfikowanym wyrobem medycznym, zgodnym z rygorystycznymi normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04, a także europejskim rozporządzeniem MDR 2017/745, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność misy: brak , 2,5 L , 4,5 L , 7 L