

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-lakierowany-2-kuwety-koszyk-stelaz-p-1146.html>

Stolik oddziałowy lakierowany 2 kuwety koszyk stelaż

Cena brutto	2 195,00 zł
Cena netto	2 032,41 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-02-66
Kod producenta	KR2.(295)x95x85.ST.900 3-200

Opis produktu

Skuteczna realizacja procedur medycznych oraz dystrybucja farmakoterapii w placówkach opiekuńczych wymaga sprzętu, który łączy niezawodną higienę z podręczną segregacją. **Stolik oddziałowy lakierowany z dwiema kuwetami, koszykiem bocznym oraz stelażem na odpady** to wszechstronna stacja robocza, zaprojektowana z myślą o ergonomii codziennych obchodów pielęgniarstwa. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest wsparcie logistyczne na oddziałach szpitalnych, w domach pomocy społecznej (DPS), hospicjach oraz gabinetach zabiegowych. Przemysłany układ przestrzeni pozwala personelowi na oddzielenie leków od materiałów zużywalnych, podnosząc standard i tempo obsługi pacjentów.

Fundamentem asystora jest **hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy**, trwale zabezpieczony białym lakierem proszkowym. Jego największym atutem jest innowacyjny system wewnętrznych kanałów montażowych. Umożliwiają one **płynną i dowolną regulację wysokości dwóch kuwet, koszyka i modułu na odpady** z wykorzystaniem samych elementów łącznych. Wylaminowanie konieczności wiercenia otworów w profilach chroni powłokę lakierniczą przed uszkodzeniami i utratą właściwości antykorozyjnych. Mobilność i stabilność wózka gwarantuje zintegrowany uchwyt do prowadzenia (kształtownik 20x20 mm) oraz cztery zwrotne koła Ø 75 mm w ocynkowanych obudowach stalowych (w tym dwa wyposażone w blokadę postojową).

Modułowa architektura stolika oddziałowego precyzyjnie rozdziela strefy robocze. Górny poziom to aseptyczne pole zabiegowe w formie **wyjmowanej tacy ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9** (wymiar całkowity 705x390 mm). Tuż pod nią umiejscowiono **dwie wysuwane kuwety z tworzywa sztucznego**, idealne do przechowywania strzykawek, igieł i drobnych narzędzi. Asystor został fabrycznie rozbudowany o podręczny koszyk ze stali lakierowanej na biało (295x95x85 mm) na płyny dezynfekcyjne oraz stalowy stelaż na worek na odpady medyczne, zabezpieczony higieniczną, białą pokrywą z tworzywa.

Kluczowe zalety lakierowanego wózka zabiegowego:

- **Aseptyka górnego blatu (Stal 0H18N9):** Wyjmowana taca kwasoodporna jest w 100% obojętna na działanie płynów ustrojowych i mocnej chemii dezynfekującej, zapewniając sterylne warunki do przygotowywania iniekcji.
- **Podręczna segregacja (Dwie kuwety):** Kuwety polimerowe umożliwiają wygodny podział asortymentu medycznego, zapobiegając mieszanin się czystych opatrunków z innymi przyrządami podczas obchodu oddziału.
- **Odciążenie pola sterylnego (Koszyk boczny):** Butelki z płynami antyseptycznymi, dotykane niesterylnymi dłońmi, mają swoje stałe miejsce w zewnętrznym koszyku, co chroni blat roboczy przed ryzykiem zakażenia krzyżowego.
- **Bezpieczna gospodarka odpadami medycznymi:** Stelaż z uchylną białą pokrywą umożliwia natychmiastową i higieniczną utylizację zużytych gazików i opatrunków bez konieczności odchodzenia od łóżka pacjenta.
- **Ochrona mikrobiologiczna profilu:** Umieszczenie kanałów montażowych po wewnętrznej stronie zapobiega osiadaniu kurzu i drobnoustrojów w szczelinach, ułatwiając szybkie zmywanie ramy wózka.

Specyfikacja techniczna (ujednolicona):

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite asystora	1000 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Szkielet konstrukcyjny	Stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na biało.
Taca robocza wyjmowana (stal 0H18N9)	Wymiar całkowity: 705x390x18 mm Powierzchnia użytkowa: 610x360 mm
Kuwety z tworzywa sztucznego (2 szt.)	Wymiar całkowity: 395x325x65 mm Powierzchnia użytkowa: 335x260x60 mm
Podręczny koszyk na akcesoria	Stalowy lakierowany proszkowo na biało (295 x 95 x 85 mm).
Strefa sanitarna (odpady)	Stelaż lakierowany z uchylną pokrywą z białego tworzywa sztucznego.
Układ jezdny i manewrowy	Uchwyt z profilu 20x20 mm, koła Ø 75 mm w ocynku (2 z hamulcem).

Często zadawane pytania (FAQ) - Standardy medyczne i logistyka kliniczna:

1. W jaki sposób zgodność z normami PN-EN ISO 13485:2016-04 wpływa na żywotność powłok lakierniczych asystora?

Produkcja mebli w reżimie medycznej normy ISO 13485 wymusza stosowanie rygorystycznych standardów przygotowania powierzchni przed malowaniem. Farby proszkowe użyte do pokrycia aluminiowo-stalowego stelaża wykazują podwyższoną odporność na odpryski oraz codzienne działanie standardowych środków do dezynfekcji powierzchni stosowanych w szpitalach i domach opieki. W połączeniu ze zgodnością z rozporządzeniem MDR 2017/745, placówka medyczna zyskuje pewność, że sprzęt zachowa swoje właściwości ochronne i estetyczne przez wiele lat eksploatacji.

2. Dlaczego zastosowanie bezinwazyjnego systemu montażu kuwet i koszyków (brak wiercenia) jest kluczowe w opiece długoterminowej?

Tradycyjne wózki z nawierconymi otworami montażowymi są bardzo trudne do idealnego zdezynfekowania – w pustych gwintach gromadzi się kurz, wilgoć oraz bakterie. Innowacyjny stelaż z profilami wyposażonymi w wewnętrzne kanały całkowicie eliminuje ten problem. Powierzchnia zewnętrzna nóg wózka pozostaje gładka, co pozwala na jej szybkie i bezpieczne przetarcie po każdym kontakcie z pacjentem, znacząco redukując ryzyko zakażeń krzyżowych (HAI) w środowisku DPS czy hospicjum.

3. Jak zintegrowanie stelaża na odpady i koszyka wpływa na szybkość reakcji personelu medycznego?

Głównym celem tego modelu jest zminimalizowanie "pustych przebiegów" pielęgniarek. Fabryczne połączenie strefy przygotowawczej (taca 0H18N9), magazynowej (kuwety) i utylizacyjnej (stelaż na worek) oznacza, że po zakończeniu procedury, np. zmianie opatrunku lub iniekcji, brudne materiały lądują w worku w czasie krótszym niż sekunda. Biała pokrywa z tworzywa skutecznie izoluje zawartość, zapobiegając rozprzestrzenianiu się patogenów. Z kolei środki do odkażania rąk znajdują się zawsze pod ręką w dedykowanym koszyku, co automatyzuje poprawne nawyki higieniczne.

Produkcja asystora oddziałowego Techmed odbywa się w warunkach weryfikowanych przez certyfikaty jakości PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla branży medycznej. Innowacyjna konstrukcja stelaża zapobiegająca uszkodzeniom lakieru gwarantuje bezpieczeństwo epidemiologiczne wyrobu. Zgodność z europejskim rozporządzeniem MDR 2017/745 potwierdza, że lakierowany stolik oddziałowy z wyposażeniem stanowi sprawdzony i trwały element infrastruktury nowoczesnych placówek ochrony zdrowia i opieki długoterminowej.