

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-oddzialowy-ze-stelazem-na-worek-p-1016.html>

Stolik oddziałowy ze stelażem na worek

Cena brutto	2 200,00 zł
Cena netto	2 037,04 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2P-66-ST-W

Opis produktu

Przeprowadzanie złożonych procedur pielęgniarstwa, takich jak zmiany rozległych opatrunków chirurgicznych czy obsługa cewników przy łóżku pacjenta, wymaga sprzętu o dużej ładowności i natychmiastowym dostępie do strefy zrzutu. **Stolik oddziałowy wyposażony w trzy montowane na stałe blaty kwasoodporne 0H18N9 oraz zintegrowany stelaż na worki z pokrywą ABS** to wysoce autonomiczna stacja zabiegowa. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest kompleksowe wsparcie oddziałów zabiegowych, gdzie personel musi jednorazowo transportować duże pakiety sterylne, jednocześnie rygorystycznie zarządzając rosnącą objętością odpadów septycznych.

Konstrukcja wózka opiera się na hybrydowym stelażu aluminiowo-stalowym (lakierowanym proszkowo), który łączy niską masę własną z wysoką nośnością. Główną przestrzeń logistyczną uformowano w układzie trzech niezależnych poziomów: **górnego blatu roboczego (705x415 mm) oraz dwóch półek dolnych (655x415 mm)**. Wszystkie powierzchnie wykonano z litej stali kwasoodpornej 0H18N9 i zamocowano do ramy na stałe. Każda z półek posiada **podniesiony rant ochronny**, tworzący bezpieczną przestrzeń użytkową o głębokości 17 mm.

O sile proceduralnej tego asystora decyduje zintegrowany moduł boczny. Na stelażu osadzono **stalowy uchwyt do worków na odpady, zwieńczony białą, uchylną pokrywą z tworzywa ABS**. Dzięki obecności wewnętrznych kanałów montażowych w profilach ramy, stelaż ten może być swobodnie regulowany w osi pionowej. Uzupełnieniem całości są 4 koła o średnicy 75 mm w ocynkowanych obudowach, zapewniające płynną nawigację na zatłoczonych salach wieloosobowych.

Kluczowe zastosowania i zalety 3-poziomowego wózka ze stelażem:

- **Potrójna ładowność sterylna:** Zastosowanie trzech pełnowymiarowych, stałych blatów pozwala na transport kompletnych zestawów zabiegowych, płynów do irygacji oraz zapasów narzędzi, eliminując konieczność opuszczania sali chorych w trakcie trwania zabiegu.
- **Rygorystyczna strefa "brudna" (Pokrywa ABS):** Uchylna pokrywa na stelażu tworzy barierę mechaniczną dla nieprzyjemnych zapachów i bioaerozoli uwalnianych się ze zużytych materiałów opatrunkowych, co jest kluczowe dla komfortu pozostałych pacjentów w sali.
- **Bezpieczeństwo płynoterapii (Podniesione ranty):** Tłoczone krawędzie na każdym poziomie zapobiegają przypadkowemu ześlizgnięciu się lekkich kompresów i zatrzymują rozlane roztwory, chroniąc niższe piętra wózka przed zalaniem krzyżowym.
- **Sztywność konstrukcyjna przy dużych obciążeniach:** Trwałe zintegrowanie blatów kwasoodpornych ze stelażem eliminuje wibracje. Gwarantuje to maksymalną stabilność podczas pracy z ostrymi narzędziami i przygotowywania leków przy łóżku pacjenta.
- **Elastyczność modułowa (Kanały montażowe):** Wewnętrzne prowadnice w aluminiowym stelażu pozwalają personelowi na bezstopniową regulację wysokości zawieszenia kosza na odpady, ułatwiając dopasowanie go do długości aktualnie stosowanych worków (np. 60L lub 120L).

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	950 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (biały) z wewnętrznymi kanałami montażowymi dla łatwej rozbudowy.
Błat roboczy (poziom 1)	705 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 , montowany na stałe.
Półki dolne (poziom 2 i 3)	2x półka o wymiarze 655 x 415 x 20 mm. Lita stal kwasoodporna 0H18N9 , montowane na stałe.
Zabezpieczenie asortymentu	Wymiar roboczy półki: 652 x 412 x 17 mm. Podniesione ranty ograniczające na każdym z blatów.
Moduł utylizacyjny	Stalowy stelaż na worek z uchylną pokrywą z tworzywa ABS (kolor biały).
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z mechanizmem blokady).

Produkt polski. Zaawansowany wózek opatrunkowo-zabiegowy, oferujący potężną przestrzeń na pakiety sterylne oraz zgodne z procedurami zarządzanie odpadami przy łóżku pacjenta.