

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-zabiegowy-kwasoodporny-4-kuwety-koszyk-stelaz-p-1145.html>



Stolik zabiegowy kwasoodporny 4 kuwety koszyk stelaż

Cena brutto	3 015,00 zł
Cena netto	2 791,67 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-03-66
Kod producenta	KR2.(295)x95x85.KO.EP-200

Opis produktu

Zapewnienie absolutnej sterylności i perfekcyjnej organizacji pracy w środowiskach o podwyższonym rygorze sanitarnym wymaga wdrożenia bezkompromisowych rozwiązań sprzętowych. **W całości kwasoodporny stół oddziałowo-zabiegowy z czterema głębokimi kuwetami polimerowymi, zewnętrznym koszykiem oraz stelażem na odpady** to najwyższej klasy, mobilna stacja medyczna. Docelowym przeznaczeniem tego zaawansowanego asystora jest praca w strefach czystych mikrobiologicznie – na blokach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), salach porodowych, a także w hospicjach, domach pomocy społecznej (DPS) i gabinetach medycyny estetycznej, gdzie meble są stale narażone na bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi oraz bezwzględna chemia sterylizująca.

Szkielet wózka to w pełni spawany, sztywny monolit wykonany z **austenitycznej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Całkowite wyeliminowanie powłok lakierniczych trwale usuwa ryzyko powstawania odprysków i zarysowań mechanicznych, pod którymi mogłyby bytować niebezpieczne szczepy bakterii opornych na dezynfekcję. Precyzję manewrowania w wąskich przestrzeniach sal chorych zapewnia zintegrowany z ramą uchwyt z kształtownika o przekroju 20x20 mm. Układ jezdny oparto na czterech kołach zwrotnych o średnicy 75 mm w ocynkowanych obudowach stalowych (dwa koła z blokadą postojową), co gwarantuje płynny ruch oraz pełną odporność na korozję wywołaną wilgocią podczas codziennego zmywania posadzek.

Czteropoziomowa architektura przestrzeni roboczej została zoptymalizowana pod kątem zaawansowanego podziału materiałów (workflow). Na szczycie konstrukcji znajduje się **wyjmowana taca ze stali kwasoodpornej (705x390 mm)**, stanowiąca czyste pole zabiegowe do przygotowywania leków i iniekcji. Poniżej osadzono **aż cztery wysuwane kuwety z wytrzymałego tworzywa sztucznego** o powierzchni użytkowej 335x260x60 mm każda, pełniące funkcję niezależnych organizatorów segregacyjnych. Funkcjonalność asystora zwiększa zamontowany na stelażu kwasoodporny koszyk zewnętrzny (295x95x85 mm) oraz zintegrowany stelaż na worek na odpady medyczne, zwieńczony szarą pokrywą uchylną z tworzywa.

Kluczowe zalety i przeznaczenie w całości kwasoodpornego wózka segregacyjnego:

- **Monolityczna struktura (100% stal 0H18N9):** Stelaż, taca górna, koszyk boczny oraz stelaż na odpady są całkowicie uodpornione na korozję, rdzę i działanie najsilniejszych środków dezynfekujących na bazie chloru i alkoholu.
- **Rozbudowany system segregacji leków:** Cztery oddzielne kuwety polimerowe umożliwiają bezwzrokowy podział asortymentu jednorazowego (kaniule, strzykawki, ampulki, gaziki), eliminując ryzyko chaosu podczas intensywnego obrotu oddziału.
- **Aseptyczny transfer sterylny (Wyjmowana taca):** Wyprofilowany blat roboczy można w każdej chwili bezwysiłkowo unieść, co pozwala przenieść przygotowany zestaw zabiegowy bezpośrednio w pole przyłóżkowe pacjenta.
- **Bezpieczna i higieniczna strefa sanitarna:** Stelaż z uchylną szarą pokrywą umożliwia bezdotykowe wrzucanie zużytych materiałów opatrunkowych, a szczelne zamknięcie izoluje odpady i patogeny przed rozprzestrzenianiem się drogą powietrzną.
- **Maksymalna gładkość powierzchni (Brak otworów):** Wykorzystanie wewnętrznych kanałów montażowych

pozwała na płynną zmianę wysokości kuwet i akcesoriów bez konieczności wiercenia w ramie, co chroni strukturę stali i ułatwia przecieranie wózka.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stolika (gabaryty)	1000 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Materiał bazowy konstrukcji	W całości stal kwasoodporna gatunku 0H18N9 (stelaż, taca, koszyk, stelaż odpadów).
Poziom górny (roboczy)	1x taca wyjmowana ze stali kwasoodpornej (705 x 390 x 18 mm).
Moduły sortownicze (środkowe)	4x kuweta z tworzywa sztucznego (395 x 325 x 65 mm).
Podręczny organizer zewnętrzny	1x koszyk na akcesoria, ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (295 x 95 x 85 mm).
Strefa sanitarna (utyliczacja)	1x stelaż kwasoodporny z szarą pokrywą uchylną z tworzywa sztucznego.
Wymiary powierzchni użytkowej	Taca górna: 610x360x17 mm Pojedyncza kuweta: 335x260x60 mm.
Układ manewrowy	Zintegrowany uchwyt profilowy 20x20 mm, koła Ø 75 mm w ocynku (2 z blokadą).

Często zadawane pytania (FAQ) - Standardy medyczne i logistyka kliniczna:

1. W jaki sposób weryfikacja procesów spawalniczych zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 wpływa na bezpieczeństwo epidemiologiczne asystora z czterema kuwetami?
Produkcja mebli w reżimie normy ISO 13485 (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych) oraz zgodność z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745 nakładają na producenta najwyższe wymagania w zakresie czystości spawalniczej metali austenitycznych. Konstrukcja spawana stolika Techmed pozbawiona jest mikroszczelin, porów i nierówności, w których mogłyby namnażać się biofilmy bakteryjne. Wykonanie stelaża z jednolitej stali kwasoodpornej eliminuje powłoki lakiernicze - dzięki temu nie ma ryzyka mikroskopijnych odprysków lakieru przy uderzeniach, co gwarantuje pełną zgodność z wytycznymi Sanepidu podczas kontroli i audytów akredytacyjnych placówki.

2. Dlaczego wykonanie zewnętrznego koszyka na akcesoria w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9 podnosi standard higieniczny procedury zabiegowej?
Górny blat roboczy wózka musi pozostać nienagannie czystym polem sterylnym, przeznaczonym wyłącznie do rozkładania leków, strzykawek i igieł. Umieszczanie na nim butelek ze środkami do dezynfekcji skóry, które są wielokrotnie dotykane niesterylnymi dłońmi personelu, stwarza bezpośrednie ryzyko zakażenia krzyżowego. Dedykowany koszyk zewnętrzny wykonany z czystej stali kwasoodpornej pozwala całkowicie odciążyć blat roboczy. Środki antyseptyczne mają swoje stałe, bezpieczne miejsce poza strefą sterylną, a sam koszyk może być wielokrotnie poddawany agresywnemu odkażaniu chemicznemu, bez obaw o matowienie czy korozję metalu.

3. Jak zintegrowany stelaż na odpady z szarą pokrywą uchylną ułatwia zarządzanie gospodarką odpadami medycznymi przy łóżku pacjenta?
Zgodnie z procedurami sanitarnymi, zanieczyszczone gaziki, zużyte kaniule czy opaski muszą być utylizowane niezwłocznie po zakończeniu czynności zabiegowych. Odkładanie ich na blat roboczy lub przemieszczanie się z nimi do stacjonarnych pojemników sanitarnych generuje ryzyko kontaminacji otoczenia. Fabryczny stelaż na worek z pokrywą uchylną rozwiązuje ten problem bezpośrednio w miejscu opieki. Szara pokrywa z tworzywa skutecznie izoluje zawartość, a jej uchylny mechanizm pozwala na szybki i higieniczny zrzut odpadów bez konieczności dotykania i zdejmowania całego wieka, co chroni dłonie personelu medycznego przed skażeniem mikrobiologicznym.

Produkcja asystora oddziałowego Techmed odbywa się zgodnie z certyfikowanymi normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla branży medycznej. Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej oraz precyzyjny montaż bez konieczności wykonywania otworów gwarantują pełną odporność na agresywną chemię dezynfekcyjną i długoletnią żywotność konstrukcji. Zgodność z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745 potwierdza, że stolik jest bezpiecznym i trwałym elementem wyposażenia nowoczesnych placówek ochrony zdrowia, spełniającym najwyższe standardy epidemiologiczne.