

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stolik-zabiegowy-lakierowany-4-kuwety-koszyk-stelaz-p-1144.html>



Stolik zabiegowy lakierowany 4 kuwety koszyk stelaż

Cena brutto	2 495,00 zł
Cena netto	2 310,19 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-D-03-66
Kod producenta	KR2.(295)x95x85.ST.900 3-200

Opis produktu

Złożone procedury pielęgniarstwa, seryjne pobieranie materiału do badań oraz dystrybucja farmakoterapii w placówkach opiekuńczych wymagają zaawansowanej segregacji materiałów jednorazowych. **Wielofunkcyjny stół oddziałowo-zabiegowy z czterema głębokimi kuwetami, koszykiem i stelażem na odpady** to wysoce mobilne stanowisko pracy stworzone z myślą o perfekcyjnej logistyce przyłóżkowej. Docelowym przeznaczeniem tego rozbudowanego asystora jest codzienna obsługa oddziałów szpitalnych, hospicjów, domów pomocy społecznej (DPS) oraz sanatoriów. Dzięki segregacji opartej na systemie niezależnych pojemników, personel może bezpiecznie odseparować leki od materiałów opatrunkowych i narzędzi chirurgicznych, co drastycznie skraca czas potrzebny na obsługę pacjentów.

Stabilność konstrukcji gwarantuje **hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy** pokryty białym lakierem proszkowym. Nowoczesna konstrukcja bazuje na systemowych profilach z wewnętrznymi kanałami montażowymi. Rozwiązanie to daje personelowi pełną swobodę poprzez **płynną i dowolną regulację wysokości czterech kuwet, koszyka oraz modułu odpadowego**. Bezinwazyjny montaż wyłącznie za pomocą elementów łącznych wyklucza potrzebę wiercenia otworów i skutecznie chroni antykorozyjną powłokę lakierniczą ramy. Sztywność wózka w ruchu zapewnia zintegrowany z ramą uchwyt z kształtownika 20x20 mm oraz cztery zwrotne koła Ø 75 mm w obudowach ze stali ocynkowanej, z których dwa wyposażono w blokadę postoju.

Wielopoziomowa architektura wózka została zoptymalizowana pod kątem ergonomii (workflow). Górny poziom roboczy zajmuje **wyjmowana taca ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9** o wymiarach 705x390 mm, służąca jako czyste pole zabiegowe. Poniżej osadzono aż **cztery wysuwane kuwety z wytrzymałego tworzywa sztucznego** (powierzchnia użytkowa pojedynczego modułu to 335x260x60 mm), które działają jak niezależne organizery sortownicze. Mobilną stację roboczą rozbudowano o zewnętrzny koszyk stalowy (295x95x85 mm) lakierowany proszkowo, idealny na podręczne środki dezynfekcyjne, oraz stalowy stelaż na worek na odpady medyczne, zwieńczony higieniczną, plastikową pokrywą uchylną w kolorze białym.

Kluczowe zalety i przeznaczenie rozbudowanego wózka segregacyjnego:

- Aż cztery niezależne moduły sortownicze:** Cztery oddzielne kuwety polimerowe pozwalają na bezwzrokowy rozdział asortymentu medycznego (np. kaniule, strzykawki, gaziki, ampulki), zapobiegając chaosowi logistycznemu podczas intensywnego obrotu.
- Aseptyka górnego pola roboczego (Stal 0H18N9):** Wyjmowany blat górny wykazuje całkowitą odporność na działanie płynów ustrojowych oraz agresywnej chemii dezynfekcyjnej, a możliwość jego uniesienia pozwala na gruntowną sterylizację poza wózkiem.
- Bezpieczna gospodarka odpadami medycznymi:** Stelaż z uchylną pokrywą z tworzywa umożliwia bezdotykowe i bezpieczne deponowanie zużytych materiałów jednorazowych bezpośrednio po zakończeniu procedury przy łóżku pacjenta.
- Ochrona mikrobiologiczna ramy:** Umieszczenie kanałów montażowych po wewnętrznej stronie profili zapobiega

gromadzeniu się tam zanieczyszczeń, pozostawiając zewnętrzne powierzchnie stelaża idealnie gładkimi i łatwymi do przetarcia.

- **Cichy i bezawaryjny układ jezdny:** Obudowy kół ze stali ocynkowanej są odporne na działanie wilgoci i środków do mycia posadzek, co gwarantuje płynne manewrowanie wózkiem w wąskich salach chorych bez generowania hałasu.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite konstrukcji	1000 x 430 x 890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Szkielet konstrukcyjny	Stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo (biały), wewnętrzne kanały.
Błat roboczy górny	1x taca wyjmowana ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (705 x 390 x 18 mm).
Moduły sortownicze (kuwety)	4x kuweta z tworzywa sztucznego (395 x 325 x 65 mm).
Podręczny organizator zewnętrzny	1x koszyk na akcesoria, stalowy lakierowany na biało (295 x 95 x 85 mm).
Strefa sanitarna (odpady)	1x stelaż stalowy lakierowany, z białą pokrywą uchylną z tworzywa.
Wymiary powierzchni użytkowej	Taca: 610x360x17 mm Pojedyncza kuweta: 335x260x60 mm.
Układ jezdny i manewrowy	Zintegrowany uchwyt 20x20 mm, koła Ø 75 mm w ocynku (2 z hamulcem).

Często zadawane pytania (FAQ) - Standardy medyczne i logistyka kliniczna:

1. W jaki sposób certyfikacja zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 wpływa na bezpieczeństwo eksploatacyjne asystora z czterema kuwetami?

Produkcja oparta na rygorystycznej normie ISO 13485 (dedykowanej dla wyrobów medycznych) oraz zgodność z europejskim rozporządzeniem MDR 2017/745 gwarantują, że wózek przeszedł zaawansowane procedury testów obciążeniowych. W przypadku modelu wyposażonego w 4 kuwety, stabilność statyczna i dynamiczna ma kluczowe znaczenie – pełne wysunięcie dwóch kuwet jednocześnie przy maksymalnym załadunku nie powoduje ugięcia stelaża ani ryzyka przewrócenia wózka. Dla dyrekcji szpitala, hospicjum czy DPS-u to oficjalne potwierdzenie pełnego bezpieczeństwa biomechanicznego, co gwarantuje bezproblemowe przejście kontroli Sanepidu oraz audytów akredytacyjnych placówek.

2. Dlaczego obecność zewnętrznego koszyka na akcesoria drastycznie podnosi ergonomię pracy personelu podczas iniekcji?

Górny blat z czystej stali kwasoodpornej 0H18N9 musi pozostać czystym i sterylnym polem zabiegowym, na którym pielęgniarka rozkłada ampułki, strzykawki i igły. Umieszczanie bezpośrednio na nim butelek z płynami dezynfekcyjnymi, które dotykane są niesterylnymi dłońmi, grozi zakażeniem krzyżowym. Zawieszenie dedykowanego koszyka stalowego na ramie bocznej pozwala całkowicie odciążyć blat roboczy. Środki antyseptyczne do rąk i skóry pacjenta znajdują się w stałym, bezpiecznym miejscu poza polem sterylnym, będąc jednocześnie w zasięgu ręki operatora.

3. Jak zintegrowany stelaż na odpady z pokrywą uchylną wpływa na zachowanie standardów epidemiologicznych przy łóżku pacjenta?

Zgodnie z procedurami sanitarnymi, zużyte materiały opatrunkowe, gaziki nasączone krwią czy kaniule muszą być utylizowane natychmiast po wykonaniu zabiegu. Brak kosza przy wózku zmusza personel do odkładania zanieczyszczonych odpadów na blat roboczy lub ciągłego podchodzenia do koszy stacjonarnych. Fabryczny stelaż z pokrywą uchylną rozwiązuje ten problem. Pokrywa izoluje odpady medyczne przed rozprzestrzenianiem się zapachów oraz patogenów drogą powietrzną, a jej konstrukcja pozwala na sprawną wrzutkę bez konieczności całkowitego zdejmowania wieka, co chroni dłonie personelu przed skażeniem.

Produkcja asystora oddziałowego Techmed odbywa się zgodnie z certyfikowanymi normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 dla branży medycznej. Zastosowanie innowacyjnych materiałów wygłuszających oraz konstrukcji z aluminium i stali gwarantuje pełną odporność na agresywną chemię dezynfekcyjną i długoletnią żywotność. Zgodność z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745 potwierdza, że stolik jest bezpiecznym i trwałym elementem wyposażenia nowoczesnych placówek ochrony zdrowia, spełniającym najwyższe standardy epidemiologiczne.