

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wirowka-konczyn-dolnych-i-kregoslupa-manualna-p-1249.html>



Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa - MANUALNA

Cena brutto	19 000,00 zł
Cena netto	17 592,59 zł
Czas wysyłki	2-3 tygodnie

Opis produktu

Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa sterowana manualnie to urządzenie medyczne wykorzystywane w celu leczenia bólu mięśniowego, sztywności kręgosłupa, a także poprawy krążenia. Urządzenie składa się z wanny oraz systemu wirowego, który pozwala na wytworzenie ruchów obrotowych w wodzie. Wirówka wyposażona jest w specjalne dysze, które emitują wodę pod ciśnieniem, co pozwala na uzyskanie efektu masażu.

Sterowanie manualne pozwala na precyzyjne ustawienie parametrów do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa sterowana manualnie może być wykorzystywana w gabinecie fizjoterapii, szpitalach oraz klinikach rehabilitacyjnych. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest przeprowadzenie kompleksowego zabiegu terapeutycznego, który pozwala na złagodzenie bólu i sztywności mięśni, poprawę krążenia oraz zwiększenie zakresu ruchu. Wirówka może być stosowana zarówno u pacjentów z problemami kręgosłupa, jak i u osób z bólami kończyn dolnych.

Urządzenie jest łatwe w obsłudze, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa sterowana manualnie to skuteczne i bezpieczne urządzenie, które umożliwia szybką poprawę stanu zdrowia.

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa MANUALNA wyposażona jest w 18 dysz, w tym 4 dysze na odcinku lędźwiowym kręgosłupa, 2 dysze boczne na okolice bioder oraz 12 dysz na kończyny dolne.

Dysze umieszczone w wannie emitują wodę pod ciśnieniem, co pozwala na wytworzenie efektu masażu. Wszystkie dysze są precyzyjnie ustawione w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności zabiegu. Wanna do masażu wirowego konstrukcyjnie zaprojektowana jest tak, aby umożliwiać maksymalną wygodę podczas zabiegu.

Wanna sterowana ręcznie, posiada: prysznic ręczny, termometr, dwa poziomy napełniania oraz 3 niezależne strefy:

- kończyny dolne
- kręgosłup
- kończyny dolne i kręgosłup

Wanna sterowana ręcznie, dane techniczne:

Pojemność zabiegowa: 70-170 l

Liczba dysz 18

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 136 x 75 x 100 cm

Pobór mocy 1,1 kVA

Zasilanie 230 V/ 50 Hz

Waga 80kg

Do jakich miejsc dedykowane są nasze wanny do masażu wirowego:

-- >> **Domy prywatne** - wanny do masażu wirowego są coraz popularniejsze w domach prywatnych. Pozwalają na relaks i złagodzenie bólu mięśni w zaciszu domowym.

-- >> **Hotele i SPA** - wanny do masażu wirowego są również popularne w hotelach, kurortach i spa. Są one często dostępne dla gości, którzy chcą odpocząć i zrelaksować się po dniu pełnym wrażeń.

-- >> **Kliniki rehabilitacyjne** - wanny do masażu wirowego są wykorzystywane w klinikach rehabilitacyjnych do leczenia różnego rodzaju urazów i schorzeń.

-- >> **Gabinety masażu i fizjoterapii** - wanny do masażu wirowego są również popularne w gabinetach masażu i fizjoterapii. Są one często wykorzystywane jako element terapii fizycznej i leczenia bólu mięśniowego.

-- >> **Baseny publiczne** - niektóre baseny publiczne wyposażone są w wanny do masażu wirowego dla użytkowników, którzy chcą zrelaksować się po treningu.

Wanny do masażu wirowego mogą być stosowane w wielu miejscach, gdzie potrzebna jest relaksacja i złagodzenie bólu mięśniowego. Są one dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkowników.

Hydroterapia to metoda terapeutyczna polegająca na stosowaniu kąpeli wodnych w celach leczniczych. **Kąpiele gorące znajdują zastosowanie** w wielu chorobach, takich jak przewlekłe zapalenie wielostawowe, bóle reumatyczne, zwyrodnienia stawowe, choroba Bechterewa, bóle mięśniowe, zapalenie stawu kulszowego, zapalenie przydatków, porażenia dziecięce i wielonerwowe, a także zapalenie gruczołu krokowego. Kąpiel gorąca działa rozluźniająco na mięśnie, poprawia krążenie krwi, przyspiesza metabolizm oraz łagodzi ból. Wskazane jest stosowanie kąpeli gorących pod opieką specjalisty oraz po wcześniejszej konsultacji lekarskiej, w celu uniknięcia niepożądanych skutków ubocznych.

Osoby z niewydolnością mięśnia sercowego, chorobą niedokrwinną mięśnia sercowego lub stanem po zawale mięśnia sercowego powinny unikać kąpeli gorących, ponieważ mogą one zwiększyć obciążenie serca. Osoby z nadciśnieniem tętniczym lub miażdżycą tętnic mózgowych powinny również unikać kąpeli gorących, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko udaru. Ponadto, kąpiele gorące nie są zalecane w stanach ogólnego wyczerpania organizmu. Przed rozpoczęciem terapii hydroterapeutycznej zawsze należy skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia oraz ustalenia odpowiedniej metody leczenia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.