

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wirowka-rehabilitacyjna-do-rak-p-1250.html>



Wirówka rehabilitacyjna do rąk

Cena brutto	16 500,00 zł
Cena netto	15 277,78 zł
Czas wysyłki	2-3 tygodnie

Opis produktu

Rehabilitacyjna wirówka do hydromasażu rąk to innowacyjne urządzenie, które zapewnia skuteczną terapię dla osób z różnymi schorzeniami i urazami rąk. Dzięki hydromasażowi, wirówka pobudza krążenie krwi w dłoniach, co może przyspieszyć procesy regeneracyjne i zmniejszyć ból.

Wirówka jest zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikowi komfortowe doświadczenie podczas terapii. Wyposażona jest w specjalną komorę, w której umieszczane są dłonie pacjenta. Następnie, za pomocą silnika, urządzenie generuje prąd wody o niskim ciśnieniu, co zapewnia delikatny i relaksujący masaż.

Sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada termometr i prysznic ręczny. Po naciśnięciu przycisku „napełnianie” na panelu dotykowym, uruchamiany jest automatycznie 15 minutowy zabieg. Po tym czasie wanna samoczynnie wyłącza się. Wanna do masażu wirowego kończyn górnych. Masaż wodny na te okolice rozluźnia mięśnie, działa przeciwbólowo, poprawia krążenie obwodowe.



Urządzenie jest łatwe w obsłudze i konserwacji, co czyni je idealnym rozwiązaniem do stosowania w gabinecie

fizjoterapeutycznym czy w domowych warunkach. Dzięki zastosowaniu tej wirówki, pacjenci mogą cieszyć się skuteczną terapią, która poprawia jakość ich życia i przyspiesza powrót do zdrowia.

Wirówka rehabilitacyjna rąk wyposażona jest w 10 dysz do masażu wodnego, wanna umożliwia precyzyjne ustawienie siły i kierunku strumienia wody, co pozwala na dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Sterowanie wanną odbywa się za pomocą panelu dotykowego, co czyni jej obsługę intuicyjną i łatwą. Dodatkowo, wanna posiada wbudowany termometr oraz prysznic ręczny, co zwiększa komfort użytkowania i pozwala na dokładne dopasowanie temperatury wody.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego napełniania, która pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie się do zabiegu. Po naciśnięciu przycisku „napełnianie” na panelu dotykowym, wanna uruchamia automatycznie 15-minutowy zabieg, po czym samoczynnie się wyłącza. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie w przypadku rehabilitacji pacjentów w klinikach czy gabinetach rehabilitacyjnych.

Porównanie modeli: wirówka ręczna a wirówka automatyczna	Wyposażenie wirówki półautomatyczny spust wody z niecki	Wirówka ręczna	Wirówka automatyczna
	10 dysz do masażu podwodnego	V	V
	prysznic ręczny	V	V
	masaż wodny	V	V
	panel sterowania	-	V
	automatyczny system napełniania wanny z termometrem	-	V
	panel sterowania timer z automatycznym sterowaniem zabiegami	-	V
	zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"	-	V

Wirówka rehabilitacyjna do rąk, dane techniczne:

- Pojemność zabiegowa: 30 - 35 l
- Liczba dysz: 10 - Masaż podwodny
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 76 x 95 x 100 cm
- Pobór mocy: 0,9 kW
- Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
- Waga: 60 kg

Do jakich miejsc dedykowane są nasze wanny do masażu wirowego:

-- >> **Domy prywatne** - wanny do masażu wirowego są coraz popularniejsze w domach prywatnych. Pozwalają na relaks i złagodzenie bólu mięśni w zaciszu domowym.

-- >>>**Hotele i SPA** - wanny do masażu wirowego są również popularne w hotelach, kurortach i spa. Są one często dostępne dla gości, którzy chcą odpocząć i zrelaksować się po dniu pełnym wrażeń.

-- >>>**Kliniki rehabilitacyjne** - wanny do masażu wirowego są wykorzystywane w klinikach rehabilitacyjnych do leczenia różnego rodzaju urazów i schorzeń.

-- >>>**Gabinety masażu i fizjoterapii** - wanny do masażu wirowego są również popularne w gabinetach masażu i fizjoterapii. Są one często wykorzystywane jako element terapii fizycznej i leczenia bólu mięśniowego.

-- >>>**Baseny publiczne** - niektóre baseny publiczne wyposażone są w wanny do masażu wirowego dla użytkowników, którzy

chcą zrelaksować się po treningu.

Hydroterapia to metoda terapeutyczna polegająca na stosowaniu kąpeli wodnych w celach leczniczych. **Kąpiele gorące znajdują zastosowanie** w wielu chorobach, takich jak przewlekłe zapalenie wielostawowe, bóle reumatyczne, zwyrodnienia stawowe, choroba Bechterewa, bóle mięśniowe, zapalenie stawu kulszowego, zapalenie przydatków, porażenia dziecięce i wielonerwowe, a także zapalenie gruczołu krokowego. Kąpiel gorąca działa rozluźniająco na mięśnie, poprawia krążenie krwi, przyspiesza metabolizm oraz łagodzi ból. Wskazane jest stosowanie kąpeli gorących pod opieką specjalisty oraz po wcześniejszej konsultacji lekarskiej, w celu uniknięcia niepożądanych skutków ubocznych.

Osoby z niewydolnością mięśnia sercowego, chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego lub stanem po zawale mięśnia sercowego powinny unikać kąpeli gorących, ponieważ mogą one zwiększyć obciążenie serca. Osoby z nadciśnieniem tętniczym lub miażdżycą tętnic mózgowych powinny również unikać kąpeli gorących, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko udaru. Ponadto, kąpiele gorące nie są zalecane w stanach ogólnego wyczerpania organizmu. Przed rozpoczęciem terapii hydroterapeutycznej zawsze należy skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia oraz ustalenia odpowiedniej metody leczenia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.