

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-inwalidzki-dla-dzieci-doroslych-ze-stwardnieniem-rozsianym-sm-p-1160.html>

Wózek inwalidzki dla dzieci/dorosłych ze stwardnieniem rozsianym SM



Numer katalogowy

SN-MDH-PROMYK

Opis produktu

Wózek inwalidzki dla dzieci/dorosłych ze stwardnieniem rozsianym SM dedykowany jest dla pacjentów z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, a także motorycznymi. Wózek ten z powodzeniem sprawdzi się w specjalistycznych placówkach, jak również w warunkach domowych. Aby zapewnić maksimum komfortu osobie prowadzącej, producent zastosował duże koła i nieskrętną przednią oś, dzięki czemu wózek ten bardzo dobrze radzi sobie na trudnym terenie oraz na płaskich nawierzchniach. Dzięki zastosowaniu głębokiego siedziska i wysokiego oparcia przewożony pacjent czuje się bezpiecznie, pewnie i komfortowo.

Wózek inwalidzki dla dzieci/dorosłych ze stwardnieniem rozsianym SM wyposażony jest standardowo w: klin, zagłówek, pasy bezpieczeństwa, co ułatwia dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb konkretnego pacjenta, a przede wszystkim ustawienia w prawidłowej pozycji.

Jednym z atutów tego wózka inwalidzkiego jest jego zwarta konstrukcja, która umożliwia szybkie złożenie. Ponadto wózek ten łatwo przechowywać można przechowywać w domu. Idealnie też sprawdzi się w trakcie przejazdu w samochodowym bagażniku.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobrze wyprofilowane siedzisko z możliwością zmiany położenia kąta oparcia. Takie rozwiązanie pomaga w korygowaniu wad postawy, różnego rodzaju deformacji. Zapobiega również ich powiększaniu i pogłębianiu.



- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Uchwyt wózka | 7. Pasy zabezpieczające |
| 2. Dźwignia zmiany kąta nachylenia siedziska i oparcia | 8. Barierka |
| 3. Zabezpieczenie wózka | 9. Klin |
| 4. Kółko tylne | 10. Pasy stabilizujące stopy |
| 5. Daszek | 11. Podnóżek |
| 6. Stabilizator głowy | 12. Kółko przednie |

Wózek inwalidzki dla dzieci/dorosłych ze stwardnieniem rozsianym SM, cechy:

- ułatwia przewożenie dzieci i dorosłych,
- idealny do domu, jak i specjalistycznych placówek,
- duże koła,
- cztery pełne koła,
- nieskrętna przednia oś,
- doskonale radzi sobie na trudnych terenach, jak i na płaskich nawierzchniach,
- głębokie siedzisko,
- wysokie oparcie,
- zapewnia pacjentowi komfort i bezpieczeństwo w trakcie przejazdu,
- bogate standardowe wyposażenie,
- wytrzymała, zwarta konstrukcja ramy z profili stalowych,
- łatwo składana rama,
- regulowany kątowno podnóżek,
- skokowa regulacja długości podnóżka,
- platforma podnóżka wyposażona w boczne ścianki ograniczające spadanie kończyn dolnych z podnóżka,
- platforma podnóżka z otworami odpływowymi,
- tylny hamulec centralny blokujący tylne koła,
- usztywnione siedzisko,
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji jego głębokości,

- czteropunktowe pasy bezpieczeństwa z ochraniaczami na ramiona,
- zagłówki do stabilizacji głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa,
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- rama wyposażona w blokady przeciwdziałające złożeniu się wózka podczas jazdy,
- barierka zabezpieczająca użytkownika przed wypadnięciem z wózka,
- torba zakupowa zawieszona na tylnej ramie wózka,
- rozkładana budka chroniąca użytkownika przed słońcem lub deszczem,
- miękka, komfortowa, demontowalna dwukolorowa tapicerka,
- śpiwór chroniący kończyny dolne w chłodniejsze dni,
- kolor ramy: czarny mat,
- kolory tapicerki: czerwono-szara, niebiesko-szara, zielono-szara,
- maksymalna waga użytkownika: 80 kg,
- maksymalny wzrost użytkownika: 170 kg,
- **wózek jest wyrobem medycznym,**
- **posiada wszelkie niezbędne certyfikaty oraz atesty,**
- **sprzedawany ze stawką 8% VAT,**
- **posiada gwarancję 24 miesiące.**

Wózek inwalidzki dla dzieci/dorosłych ze stwardnieniem rozsianym SM, dane techniczne:

Wysokość wózka (cm)
Szerokość oparcia (cm)
Szerokość wózka (cm)
Długość wózka (cm)
Wysokość siedziska z przodu (cm)
Głębokość siedziska (cm)
Szerokość siedziska (cm)
Długość oparcia (cm)
Średnia kół przednich/ tylnych (cm)
Waga wózka (kg)
Maksymalne obciążenie (kg)

Wózek inwalidzki dla dzieci/dorosłych ze stwardnieniem rozsianym SM, wyposażenie opcjonalne:

- stolik
- kamizelka stabilizująca tułowie
- pasy odwodzące kończyny dolne
- strzemiona przytrzymujące stopu na podnóżku
- folia przeciwdeszczowa

Wózek inwalidzki dla dzieci/dorosłych zalecany jest przy następujących jednostkach chorobowych:

- mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie
- przepuklina oponowo-rdzeniowa
- choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów
- uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów
- zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne)
- choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe)
- zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych
- choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego
- po urazach, po przebytych urazach czaszkowo- mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kamizelka stabilizująca tułowie: Nie , Tak
Pasy odwodzące kończyny dolne: Nie , Tak
Pas biodrowy: Nie , Tak
Stolik: Nie , Tak